



Produits Chimiques et Dérivés

Distribué par



LOADINGBPH8

Certificat de composition

Code produit : HO006V2500
Lot n° : HO006VD121003
Date d'expiration : 3 Mars 2013
Conservation : température ambiante

Volume : 1*2.5L
Opérateur : CR

	Nom	CAS	EINECS	Volume (mL)	Masse (g)	pH
1	Bicarbonate d'ammonium	1066-33-7	213-911-5	-	1.9770	-
2	Eau	7732-18-5	231-791-2	2500	-	8.03

Le mélange des produits est réalisé en utilisant l'eau comme solvant majoritaire.

Analyse : non disponible

Incertitude : Le Laboratoire de Fabrication utilise des balances étalonnées selon la réglementation des poids et masses conformément à la norme ISO 17025 ainsi que des appareils volumétriques à piston étalonnés répondant à la norme ISO 8655-1 :2002. Toutes les sources d'erreurs relatives à la préparation et à la caractérisation de l'échantillon ont été identifiées et quantifiées. Un facteur 2 est appliqué à la somme des erreurs relatives pour donner une Incertitude Standard Relative Finale de **0,025**

Nota : La date de péremption est indiquée sur la base d'informations connues sur les produits individuels en solution maintenus hermétiques dans leurs conditions de stockage optimales (température, pression...). Toute variation de concentration liée à une interaction entre produits dans un mélange ne pourra être prise en compte par la société A2S.

Date de Validation	Signature Melle RAYMOND Resp.Laboratoire	Signature Dr. C. RUBIO Gérant
3 Octobre 2012		

CHIMTEC est une marque de la société Analytical Standard Solutions commercialisée par

Analytical Santard Solutions

284, rue Blaise Pascal Z.I. Labory Baudan F-33127 Saint Jean d'Illac France

Tél : 09.66.95.05.49

Fax : 05.57.80.05.49

e-mail : contact@a-2-s.com

La société A2S a été certifiée ISO 9001 : 2008 pour l'ensemble de son activité le 20 août 2012 réf N°2012/51356.1.

