





Standards Analytiques

Distribué par




Esomeprazole Magnesium hydrate Certificat d'Analyse



Code produit : E062P010
Lot n°: E062A121011
Date d'expiration : 11 Octobre 2015
Conservation : 4°C à l'obscurité
Masse attendue : 10 mg
Opérateur : ER



	Nom	Pureté en %	CAS	EINECS	Masse en mg
1	Esomeprazole Magnesium hydrate	98,0	668985-31-7	n.d	10.76

Données chimiques produit	Données analytiques et sécurité
<p>Nom : Esomeprazole Magnesium hydrate Formule brute : C₃₄H₃₆MgN₆O₆S₂ · xH₂O Masse molaire : 713,12 g/mol</p> <p>Aspect : poudre Couleur : blanc Point de fusion : n.d Point d'ébullition : n.d Densité : n.d</p> <p>Incertitude : Toutes les sources d'erreurs relatives à la préparation de l'échantillon ont été identifiées et quantifiées. Un facteur 2 est appliqué à la somme des erreurs relatives pour donner une <u>Incertitude Standard Relative Finale</u> de 0,025</p>	<p>Analyses : Voir ci-après</p> <p>RMN ¹H : n.d. LC : Gradient Eau/ACN 10-90% en 10min colonne Cluzeau Stability Basic C18 100mm 1,9µm UV : Analyse par barrette de diode entre 190 et 400nm MS : n.d.</p> <p>Données sécurité du produit :</p>  <p>N Nocif R : 22 S : aucune N° Index : n.d</p>

Nota : La date de péremption est indiquée sur la base d'informations connues sur les produits maintenus hermétiques dans leurs conditions de stockage optimales (température, pression...). Toute dégradation ne pourra être prise en compte par la société A2S.

Date de Validation	Signature Melle RAYMOND Resp.Laboratoire	Signature Dr. C. RUBIO Gérant
11 Octobre 2012		

A2S[®] est une marque de la société Analytical Standard Solutions commercialisée par

Donnees analytiques

