


# Análisis por HPLC de Ácido Metilfosfónico y Productos Relacionados

**Columna:** Primesep SB  
**Dimensiones:** 150 x 4.6 mm  
**Caudal:** 1.0 mL/min  
**Detector:** ELSD



## Notas de Aplicación:

Ácido Metilfosfónico, Methylphosphonic Acid, Ácido Etilfosfónico, Ethyl Methylphosphonic Acid, Ácido Etil Metilfosfónico, Ácido Isopropil Metilfosfónico, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Primesep SB, SIELC, HPLC

CromLab S.L., Acer 30-32, 08038 Barcelona. Tel 932233319, FAX 932231637, Email: [comercial@cromlab.es](mailto:comercial@cromlab.es) Internet: [www.cromlab.es](http://www.cromlab.es)

Copyright 2003-2009. SIELC Technologies Inc. All rights Reserved