



# Inyector Automático Interchim® puriFlash® AS-1

*Inyector Automático para LC Preparativa*

Con sistemas puriFlash®:  
**Inyección Líquida con  
equilibrado de columna**




**Tecnología Load & Go™:**  
con válvula eléctrica  
automática de 6 vías

Volumen de Inyección:  
desde 500µL hasta 300 mL

Aguja para perforar membranas  
3 vías externas de solvente  
inyección de muestra y lavado  
modo inyección por horquillado  
lavado de aguja

Control de Temperatura del Rack:  
de 4°C a TA (opcional)

1 Soporte Rack para tubos de diferente capacidad:  
Placas de pocillos de 96 posiciones, viales de 2,5 mL...  
hasta botellas de 1 L y Racks a medida



W: 14" - 37.0cm  
D: 15" - 39.0cm  
H: 18" 46.0cm

P/N: LO8850

