

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
2,4-D	Agua	420453-01	Center for Hazardous Materials	9/13/91	HPLC/UV	0.01 PPM
2,4-D and Metabolite	Suelo	42045301	Center for Hazardous Materials	05/01/1978	HPLC/UV	0.01 PPM
2,4-DB	Suelo	413255-02	Rhone Poulenc Ag Co	11/29/89	GC/ECD	0.01 PPM
2-4-D	Habas de Soja	31:268-271	J. Agric. Food Chem.	23/03/1900	GC/HALL	N/A
2-4-D	Heno de Soja	31:268-271	J. Agric. Food Chem.	23/03/1900	GC/HALL	N/A
4-amino-3,5,6-Trichloropicolinic Acid	Agua	425790-03 41649	Dow Elanco	11/01/1992	GC/ECD	0.01 PPM
4-Aminopyridine	Maíz en Grano	N/A	Phillips Petroleum	06/03/1971	GC/HALL	N/A
Abamectin	Leche	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.001 PPM
Abamectin	Lúpulo Seco	M-036	Merck	6/15/94	HPLC/FLD	0.001 PPM
Abamectin	Pepinillos	AB-P1 Rev 1	Merck	3/15/89	HPLC/FLD	0.001 PPM
Abamectin	Hígado	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.01 PPM
Abamectin	Músculo	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.01 PPM
Abamectin	Peras	No. 8000	Merck	11/18/87	HPLC/FLD	0.035 PPM
Abamectin	Naranjas	1009 Revision 2	Merck, Sharp & Dohme	7/31/87	HPLC/FLD	N/A
Abamectin	Peras	8000 Rev 4	Merck	12/14/92	HPLC/UV	N/A
Abamectin - Delta 8, 9 Isomer	Leche	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.001 PPM
Abamectin - Delta 8, 9 Isomer	Pepinillos	AB-P1 Rev 1	Merck	3/15/89	HPLC/FLD	0.006 PPM
Abamectin - Delta 8, 9 Isomer	Hígado	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.01 PPM
Abamectin - Delta 8, 9 Isomer	Músculo	No. 32A	Merck, Sharp & Dohme	06/10/1987	HPLC/FLD	0.01 PPM
Abamectin - Delta 8, 9 Isomer	Peras	No. 8000	Merck	11/18/87	HPLC/FLD	0.035 PPM
Acephate	Suelo	405048-12	Chevron Chemical Co.	09/09/1987	GC/FPD	0.2 PPM
Acetochlor	Suelo	432550-08	Zeneca Ag.	11/01/1993	GC/TSD	0.01 PPM
Acetochlor	Agua	440025-01	Monsanto	09/05/1995	GC/MS	0.05 PPB
Acetochlor	Suelo	408119-02	Monsanto Ag. Co	08/01/1988	GC/ECD	0.005 PPM
Acetochlor	Suelo	425734-02	ICI Americas	10/03/1990	GC/ECD	0.005 PPM
Acetochlor	Suelo	429648-01	Monsanto	10/03/1990	GC/ECD	0.005 PPM
Acetochlor	Suelo	415920-12	ICI Americas	05/01/1989	GC/NPD	0.01 PPB
Acetochlor	Suelo	425499-16	ICI Americas	05/01/1989	GC/NPD	0.01 PPB
Acetochlor	Suelo	425499-17	ICI Americas	3/31/92	GC/MS	0.01 PPM
Acetochlor	Suelo	425499-18	ICI Americas	3/31/92	GC/MS	0.01 PPM
Acetochlor	Suelo	415651-52	ICI Americas	05/09/1990	GC/NST	0.01 PPM
Acetochlor	Suelo	425499-15	ICI Americas	05/09/1990	HPLC/NST	0.01 PPM
Acetochlor	Suelo	428316-08	Monsanto Co.	09/01/1992	GC/ECD	0.010 PPM
Acetochlor	Suelo	415920-13	ICI Americas Inc.	5/24/90	HPLC/UV	0.02 PPB
Acetochlor	Suelo	415651-53	ICI Americas Inc.	03/01/1990	HPLC/UV	0.02 PPM
Acetochlor	Agua	NO MRID	Zeneca Ag. Products/Monsanto	06/10/1994	GC/ECD	1 PPB
Acetochlor	Agua	447123-01	Monsanto	3/20/96	GC/MS	
Acetochlor (MON 4660)	Suelo	410892-04	Monsanto	11/01/1988	GC/ECD	0.01 PPM
Acetochlor, Oxanilic Met	Agua	446327-08	Zeneca Ag. Products	02/03/1998	GC/MS	0.05 PPB
Acetochlor, Oxanilic Met	Agua	446327-08	Zeneca Ag. Products	11/06/1995	GC/MS	0.05 PPB
Acetochlor, Sulphonic	Agua	446327-09	Zeneca Ag. Products	12/20/96	GC/MS	0.05 PPB
Acetochlor, Sulphonic Met.	Agua	446327-09	Zeneca Ag. Products	02/03/1998	GC/MS	0.05 PPB
Acrolein	Agua	418130-01	Baker Performance Chemicals	02/01/1991	GC/ECD	0.05 PPM
Acrolein + Metab.	Agua	415132-04	Baker Performance Chemicals	02/09/1990	GC/ECD	0.01 PPM
Alachlor	Suelo	452978-01	Monsanto Company	01/03/2001	LC/MS/MS	0.025 PPB
Aldicarb	Leche	UC 21149-III	Union Carbide	N/A	GC/FPD	N/A
Aldoxycarb	Agua	434538-01	Rhone-Poulenc	11/14/94	HPLC/FLD	2 PPB
Ametryn	Suelo	417016-01	Ciba Geigy Corp.	10/01/1990	HPLC/UV	0.01 PPM
Ametryn	Leche	AG-63	Ciba-Geigy	06/07/1968	GC/	N/A
Ametryn	Patatas	AG-63	Ciba-Geigy	06/07/1968	GC/	N/A
Amitraz	Hígado de Ganado	Report # 525-9760-1	""	3/17/76	GC/ECD	N/A
Amitraz (Ovasyn)	Suelo	416373-01	Nor-Am Chemical Co	7/27/90	GC/NPD	0.01 PPM
Amitrole	Suelo	436468-01	CFPI	06/01/1993	HPLC/ELCD	0.01 PPM
Amitrole	Suelo	405959-01	Rhone Poulenc Ag	2/18/88	GC/NPD	0.02 PPM
Ammonium Sulfamate	Manzanas	""	Dupont	05/08/1964	UV SPEC	N/A
Arsenic Acid	Suelo	413348-01	Pennwalt Corp	12/05/1989	Espectrometría de AA	0.4 PPM
Arsenic Acid	Suelo	409383-01	Pennwalt Corp	12/01/1988	Espectrometría de AA	0.4 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Asulam	Suelo	42980801	Rhone-Poulenc Ag Co	02/01/1990	HPLC/UV	0.001 PPM
Asulam	Alfalfa	Method # 156	Rhone-Poulenc	01/06/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam	Hígado	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam	Leche	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl asulam	Alfalfa	Method # 156	Rhone-Poulenc	01/06/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl asulam	Hígado	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl asulam	Leche	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl sulfanilamide	Alfalfa	Method # 156	Rhone-Poulenc	01/06/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl sulfanilamide	Hígado	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Asulam (M) - 4-acetyl sulfanilamide	Leche	Method # 154-A	Rhone-Poulenc	01/10/1981	HPLC/UV	0.3 PPM
Avermectin	Suelo	429000-02	Merk+ Co.	9/18/91	HPLC/FLD	1 PPB
Avermectin B1	Agua	400696-10	Merck and Co. Inc.	02/05/1986	HPLC/FLD	0.1 PPB
Avermectin B1	Sedimento	400696-10	Merck and Co. Inc.	02/05/1986	HPLC/FLD	1 PPB
Axozystrobin (ICIA5504)	Suelo	436781-88	Zeneca Ag Products	11/16/94	HPLC/UV	0.02 PPM
Azinphos Methyl	Agua	450881-01	Bayer Corp.	2/14/00	GC/MS	0.05 PPB
Azinphos-Methyl	Hígado de Buey	Report # 66439	Mobay	04/10/1978	GC/ECD	0.025 PPM
Azinphos-Methyl	Leche	Report # 66439	Mobay	04/10/1978	GC/ECD	0.025 PPM
Azinphos-Methyl	Almendras	69523	Mobay	2/13/81	GC/FPD	N/A
Azinphos-Methyl	Cáscara de Almendra	69523	Mobay	2/13/81	GC/FPD	N/A
Azinphos-Methyl (M) - Oxygen Analog	Hígado de Buey	Report # 66439	Mobay	04/10/1978	HPLC/UV	0.025 PPM
Azinphos-Methyl (M) - Oxygen Analog	Leche	Report # 66439	Mobay	04/10/1978	HPLC/UV	0.025 PPM
Azoxystrobin	Hígado	RAM 255	Zeneca Ag Prod.	5/15/98	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin	Leche	RAM 255	CEM Analytical	02/01/1996	GC/NPD	0.0025 PPM
Azoxystrobin	Heno de Trigo	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin	Pecanas	RAM 260	CEM Analytical	10/27/95	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin	Trigo en Grano	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin	Uvas	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin - Z-isomer	Leche	RAM 255	CEM Analytical	02/01/1996	GC/NPD	0.0025 PPM
Azoxystrobin - Z-isomer	Heno de Trigo	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin - Z-isomer	Pecanas	RAM 260	CEM Analytical	10/27/95	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin - Z-isomer	Trigo en Grano	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin - Z-isomer	Uvas	RAM 243/04	Zeneca	01/05/1995	GC/NPD	0.01 PPM
Azoxystrobin (ICIA5504)	Suelo	436781-92	Zeneca Ag Products	5/17/95	GC/MS	0.02 PPM
Azoxystrobin (ICIA5504)	Suelo	436781-90	Zeneca Ag Products	4/29/95	HPLC/UV	0.02 PPM
Azoxystrobin (ICIA5504)	Suelo	436781-91	Zeneca Ag. Products	5/17/95	HPLC/UV	0.02 PPM
Azoxystrobin (ICIA5504)	Agua	436781-89	Zeneca Ag. Products	08/12/1993	HPLC/UV	1 PPB
Bendiocarb	Suelo	418004-01	Agroevo Usa Co.	02/01/1991	GC/ECD	0.01 PPM
Bendiocarb	Sebo de Buey	N/A	PAM	various	GC	N/A
Benfluralin	Cacahuetes	Gen. Proc. 5801230	Eli Lilly & Co.	01/01/1966	GC/ECD	N/A
Benfluralin (Benefin)	Suelo	417789-01	Dow Elanco	01/01/1988	GC/ECD	0.02 PPM
Benfluralin (Benefin)	Suelo	417789-02	Dow Elanco	12/07/1990	GC/ECD	0.02 PPM
Benomyl	Suelo	439413-01	E I Dupont De Nemours	2/29/96	CE/UV	0.05 PPM
Benomyl	Suelo	442954-03	E.I. Dupont De Nemours and Co.	5/17/96	CE/UV	0.05 PPM
Benomyl	Suelo	442954-02	E.I.Dupont De Nemours	10/11/1995	CE/UV	0.05 PPM
Benomyl	Suelo	416489-01	Dupont Ag. Products	9/22/89	HPLC/UV	0.05 PPM
Benomyl	Suelo	442954-02	Dupont Ag. Products	10/11/1995	CE/UV	0.1 PPM
Benomyl	Suelo	426867-01	Dupont Ag. Products	4/29/91	HPLC/UV	50 PPB
Benomyl	Suelo	442954-01	E.I.Dupont De Nemours	5/21/97	HPLC/Radio	
Benomyl Met.	Suelo	416489-01	E. I. Du Pont De Nemours + Co	11/02/1990	HPLC/UV	0.05 PPM
Bensulfuron- methyl	Cangrejo de río	AMR 2981-94	Dupont	5/18/94	HPLC/UV	0.025 PPM
Bensulfuron- methyl	Arroz	AMR-132-83	Dupont	10/31/83	HPLC/PCD	0.01 PPM
Bensulfuron methyl (DPX-F5384)	Suelo	400893-32	Dupont Ag. Products	1/30/87	HPLC/UV	1 PPB
Bensulfuron-Methyl (DPX-F5384)	Agua	421849-03	Dupont Ag. Products	11/15/86	HPLC/UV	0.5 PPB
Bensulide	Suelo	416942-01-02	Stauffer Chemical Co	11/01/1987	GC/NPD	0.05 PPM
Bensulide and Its Oxygen Analog	Suelo	405349-01	Stauffer Chemical Co	11/01/1987	GC/NPD	0.05 PPM
Bensulide and Its Oxygen Analog	Suelo	405349-04	Stauffer Chemical Co	11/01/1987	GC/NPD	0.05 PPM
Bensulide and Its Oxygen Analog	Suelo	405349-02	Stauffer Chemical Cod	11/01/1987	GC/NPD	0.05 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Bentazon	Agua/Suelo	414344-02	BASF Corp	02/01/1990	GC/TSD	10 PPB
Bentazon	Agua	414344-02	BASF Corp	12/01/1989	GC/TSD	10 PPB
Bentazon (Sodium Bentazon, Bentazon)	Agua	434319-02	BASF Corporation	4/29/94	LC/MS/MS	1 PPB
Bentazon (Sodium Bentazon, Bentazon)	Suelo	434319-03	BASF Corporation	7/13/94	LC/MS/MS	10 PPB
Bifenthrin	Huevos de Gallina	Study # 183POU87R01-1	FMC	9/24/87	GC/ECD	0.005 PPM
Bifenthrin	Suelo	416731-02	FMC Corp	10/01/1990	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Suelo	416731-03	FMC Corp	10/01/1990	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Grasa de Pollo	Study # 183POU87R01-1	FMC	9/24/87	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Grasa de Pollo	Study # 183POU87R01-1	FMC	9/24/87	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Hígado de Pollo	Study # 183POU87R01-1	FMC	9/24/87	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Hígado de Pollo	Study # 183POU87R01-1	FMC	9/24/87	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Pecanas	Report PC-0130	FMC	9/28/92	GC/ECD	0.05 PPM
Bifenthrin	Semillas de Algodón	RAN-0140	FMC	01/07/1984	GC/ECD	0.5 PPB
Bifenthrin	Forraje de Maíz	P-2550 M	FMC	01/05/1992	GC/ECD	N/A
Bifenthrin	Forraje de Maíz	P-2550 M	FMC	01/05/1992	GC/ECD	N/A
Bifenthrin	Hígado	P-1031	FMC Ag. Chem. Prod. Group	12/10/1984	GC/ECD	N/A
Bifenthrin	Leche	P-1031	FMC Ag. Chem. Prod. Group	12/10/1984	GC/ECD	N/A
Bifenthrin	Maíz en Grano	P-2550 M	FMC	01/05/1992	GC/ECD	N/A
Bifenthrin	Peras	P-0757	FMC Ag. Chem. Prod. Group	11/17/83	GC/ECD	N/A
Bromacil	Suelo	416771-01	Dupont Ag. Products	7/13/88	GC/ECD	0.05 PPM
Bromoxynil	Suelo	416537-01	Rhone Poulenc Ag Co	11/29/89	GC/ECD	0.01 PPM
Bromoxynil	Hígado de Buey	RPAC File # 45556	Rhone-Poulenc	4/16/98	GC/MS	0.01 PPM
Bromoxynil	Huevos	RPAC File # 45556	Rhone-Poulenc	4/16/98	GC/MS	0.01 PPM
Bromoxynil	Leche	RPAC File # 45556	Rhone-Poulenc	4/16/98	GC/MS	0.01 PPM
Bromoxynil (M) - DBHA	Semillas de Algodón	Study # RES9603	Rhone-Poulenc Ag. Co.	4/29/96	GC/MS	0.01 PPM
Bromoxynil (M) - DBHA	Residuo de Algodonera	Study # RES9603	Rhone-Poulenc Ag. Co.	4/29/96	GC/MS	0.30 PPB
Bromoxynil and Metabolite	Suelo	430710-01		04/01/1989	GC/ECD	10 PPB
Butralin	Suelo	437498-01	CFPI, Gennevilliers, France	07/07/1995	GC/ECD	0.01 PPM
Butralin	Suelo	437640-01	CFPI	8/15/95	GC/ECD	0.01 PPM
Butralin	Suelo	420697-01	CCFPI- Compgne Francaise De	10/01/1990	N/A	0.01 PPM
Butylate	Suelo	403891-03	Stauffer Chemical Co	7/31/98	GC/NPD	0.01 PPM
Butylate	Suelo	403891-05	Stauffer Chemical Co	6/30/87	GC/NPD	0.01 PPM
Butylate	Suelo	418122-03	ICI Americas	2/15/89	GC/NPD	0.01 PPM
Butylate Hydroxy	Suelo	418122-03	ICI Americas	2/15/89	GC/NPD	0.01 PPM
Butylate Sulfoxide	Suelo	418122-03	ICI Americas	2/15/89	GC/NPD	0.01 PPM
Cadre	Cacahuetes	M-2252.01	American Cyanamid	2/25/93	HPLC/UV	0.05 PPM
Cadre	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	CE/UV	0.1 PPM
Cadre	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	HPLC/MS	0.1 PPB
Cadre (M) - Cadre Alcohol	Cacahuetes	M-2252.01	American Cyanamid	2/25/93	HPLC/UV	0.05 PPM
Cadre (M) - Cadre Alcohol	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	CE/UV	0.1 PPM
Cadre (M) - Cadre Alcohol	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	HPLC/MS	0.1 PPB
Cadre (M) - Cadre Glucose Conjugate	Cacahuetes	M-2252.01	American Cyanamid	2/25/93	HPLC/UV	0.05 PPM
Cadre (M) - Cadre Glucose Conjugate	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	CE/UV	0.1 PPM
Cadre (M) - Cadre Glucose Conjugate	Cacahuetes	M-2379	American Cyanamid	4/18/94	HPLC/MS	0.1 PPB
Captan	Suelo	408239-01	Pan-Agricultural Lab, Inc.	6/16/87	GC/ECD	0.01 PPM
Captan	Agua	401145-02	Chevron Chemical Co	2/28/87	Det. Radioactivo	
Captan (M) - Cis 3-OH THPI	Hígado	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Cis 5-OH THPI	Hígado	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Cis-3 OH THPI	Leche	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Cis-5 OH THPI	Leche	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - THPI	Hígado	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - THPI	Leche	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Tran-3 OH THPI	Leche	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Tran-5 OH THPI	Leche	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Trans 3-OH THPI	Hígado	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Captan (M) - Trans 5-OH THPI	Hígado	92-018B	ICI	3/13/92	GC/MS	N/A
Carbaryl	Suelo	419826-05	Rhone-Poulenc Ag.	2/26/91	HPLC/FLD	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Carboxin	Cacahuetes	417255-02	Uniroyal Chemical Co	11/01/1990	HPLC/FLD	0.01 PPM
Carboxin	Suelo	412594-01	Uniroyal Chemical Co	6/26/89	GC/NPD	0.05 PPM
Carfentrazone - ethyl	Forraje de trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/ECD	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl	Heno de Trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/ECD	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl	Trigo en Grano	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/ECD	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl	Agua Filtrada	J9602001d	ToxiKon Envir. Sci.	01/06/1996	HPLC/UV	0.1 PPM
Carfentrazone - ethyl	Agua sin Filtrar	J9602001d	ToxiKon Envir. Sci.	01/06/1996	HPLC/UV	0.1 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-DM-F8426-CIPAc	Heno de Trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/ECD	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-DM-F8426-CIPAc	Forraje de trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-DM-F8426-CIPAc	Trigo en Grano	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-OH-F8426-CIPAc	Forraje de trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-OH-F8426-CIPAc	Heno de Trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - 3-OH-F8426-CIPAc	Trigo en Grano	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - F8426-CIPAc	Heno de Trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/ECD	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - F8426-CIPAc	Forraje de trigo	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone - ethyl (M) - F8426-CIPAc	Trigo en Grano	842MLV97R1	FMC	01/07/1998	GC/MS	0.04 PPM
Carfentrazone-Ethyl	Suelo	441650-40	FMC Corp. Ag. Products	08/01/1995	GC/MS	5 PPB
Carfentrazone-Ethyl	Suelo	444190-18	FMC Corp.	9/26/97	GC/MS	5 PPB
Carfentrazone-Ethyl	Agua	441650-02	FMC Corp. Ag. Products	05/04/1996	HPLC/UV	9.9 PPB
CGA 136872	Leche	AG-506A / AG-506B	Ciba-Geigy	1/87, 10/88	HPLC/UV	0.01 PPM
CGA-248757	Habas de Soja	AG-603-A	Ciba-Geigy	10/12/1994	GC/NPD	0.01 PPM
CGA-277476	Habas de Soja	AG-614A	Ciba-Geigy	6/19/96	HPLC/UV	0.01 PPM
CGA-277476	Habas de Soja	AG-614A	Ciba-Geigy	6/19/96	HPLC/UV	0.01 PPM
Chloransulam-Met	Suelo	442315-02	Dow Elanco	12/20/96	GC/MS	0.3 PPB
Chlorethoxyfos	Suelo	417368-29	E I Dupont	3/30/90	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorethoxyfos	Suelo	412906-19	E I Dupont	10/05/1989	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorethoxyfos	Suelo	412906-03/19	Dupont Ag. Products	11/10/1988	GC/ECD	
Chloridazon (Pyrazon)	Suelo	422308-01	BASF Corp	12/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Chloridazon (Pyrazon)	Suelo	423032-02	BASF Corp	08/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Chloridazon (Pyrazon)	Suelo	430863-01	Basf Corp.	08/04/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Chlorimuron (Classic)	Suelo	415420-01	E.I. Dupont De Nemours	01/01/1986		
Chlorimuron Ethyl (Classic)	Suelo	434300-01	E.I. Dupont	10/21/94	HPLC/UV	0.4 PPB
Chlorimuron-ethyl	Habas de Soja	AMR-459-85	Dupont	12/12/1985	HPLC/PCD	N/A
Chloropicrin	Suelo	430851-01	Chloropicrin Industry Panel	12/04/1987	GC/FID	N/A
Chlorothalonil	Grasa de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil	Hígado de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil	Leche	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil	Músculo de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil	Riñones de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil	Suelo	415648-30	Fermenta Plant Protection Co	03/01/1989	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil (M) - SDS-3701	Grasa de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil (M) - SDS-3701	Hígado de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil (M) - SDS-3701	Leche	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil (M) - SDS-3701	Músculo de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil (M) - SDS-3701	Riñones de Buey	CHW6241-111	Maizing Hazleton Inc.	7/25/96	GC/ECD	0.01 PPM
Chlorothalonil Metabolites	Suelo	415648-30	Fermenta Plant Protection Co	03/01/1989	GC/ECD	0.5 PPM
Chlorpropham	FF Patatas	CIPC.doc	Univ. of Idaho, An. Sci. Lab	08/11/1994	GC/NPD	0.05 PPM
Chlorpropham	Patatas	CIPC.doc	Univ. of Idaho, An. Sci. Lab	08/11/1994	GC/NPD	0.05 PPM
Chlorpropham	Patatas Deshidratadas	CIPC.doc	Univ. of Idaho, An. Sci. Lab	08/11/1994	GC/NPD	0.05 PPM
Chlorpyrifos	Suelo	421449-15	Makhteshim-Aganinc.	06/03/1991	GC/ECD	0.05 PPM
Chlorpyrifos	Agua	421449-15	Makhteshim-Aganinc.	06/01/1991	GC/ECD	0.05 PPM
Chlorpyrifos	Suelo	438572-01	Dow Elanco	11/09/1995	GC/FPD	
Chlorpyrifos - methyl	Maíz en Grano	ACR 78.19	Dow	12/14/78	GC/ECD	N/A
Chlorpyrifos - methyl	Carne	77.6	Dow	04/11/1977	GC/FPD	N/A
Chlorpyrifos - methyl	Huevos	77.6	Dow	04/11/1977	GC/FPD	N/A
Chlorpyrifos - methyl	Leche	77.6.S1	Dow	11/09/1978	GC/FPD	N/A
Chlorpyrifos - methyl	Maíz en Grano	921025	Dow Elanco /EnviroGard	01/03/1993	GC/FPD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Chlorpyrifos - methyl	Maíz en Grano	921025	Dow Elanco /EnviroGard	01/03/1993	GC/FPD	N/A
Chlorsulfuron	Forraje de trigo	AMR 2341-92 Rev. 1	Dupont	11/02/1994	HPLC/UV	0.1 PPM
Chlorsulfuron	Agua	434067-01	E I Dupont De Nemuors	11/21/98	HPLC/UV	0.05 PPB
Chlorsulfuron	Agua	434067-01	Dupont	6/25/91	HPLC/UV	0.1 PPB
Chlorsulfuron	Carne	AMR-85-82	Dupont	N/A	HPLC/PCD	N/A
Chlorsulfuron	Leche	AMR-85-82	Dupont	N/A	HPLC/PCD	N/A
Chlorsulfuron	Riñones	AMR-85-82	Dupont	N/A	HPLC/PCD	N/A
Chlorsulfuron	Trigo en Grano	AMR-70-82	Dupont	N/A	HPLC/PCD	N/A
Chlorsulfuron (Glean)	Agua	434067-01	Dupont	6/25/91	HPTLC/UV	0.1 PPB
Chlorthal-Dimethyl (IDacthal and 2 Metabolites)	Suelo	415056-09	empty cell	12/01/1989	GC/ECD	N/A
Clethodim	Suelo	410302-08	Chevron Chemical	3/22/89	GC/FPD	0.02 PPM
Clethodim	Suelo	410302-09	Chevron Chemical	05/01/1988	GC/FPD	0.02 PPM
Clethodim	Suelo	410302-07	Chevron Chemical	11/01/1988	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Suelo	410302-08	Chevron Chemical	05/01/1988	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Suelo	410302-09	Chevron Chemical	1/18/88	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Leche Entera	RM-26B-2	Valent	N/A	GC/FPD	0.02 PPM
Clethodim	Leche	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Leche	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	0.1 PPM
Clethodim	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.1 PPB
Clethodim	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.2 PPM
Clethodim	Habas de Soja	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim	Habas de Soja	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim	Habas de Soja	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	N/A
Clethodim	Habas de Soja	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	N/A
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Leche Entera	RM-26B-2	Valent	N/A	GC/FPD	0.0125 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Leche	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.0125 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Habas de Soja	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	0.5 PPB
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfone	Habas de Soja	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim (M) - 5-hydroxy clethodim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy sethoxydim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy sethoxydim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-hydroxy sethoxydim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim (M) - 5-methyl clethodim sulfoxide	Leche	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.0125 PPM
Clethodim (M) - 5-methyl clethodim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - 5-methyl clethodim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - 5-methyl clethodim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - 5-methyl clethodim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - clethodim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - clethodim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - clethodim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.2 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim	Habas de Soja	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.5 PPB
Clethodim (M) - sethoxydim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim sulfoxide	Leche	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.02 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Chevron	9/23/90	HPLC/UV	0.05 PPM
Clethodim (M) - sethoxydim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26D-1	Valent	9/23/90	HPLC/UV	0.2 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Clethodim (M) - S-methyl clethodim sulfoxide	Leche Entera	RM-26B-2	Valent	N/A	GC/FPD	0.025 PPM
Clethodim (M) - S-methyl clethodim sulfoxide	Hígado de Buey	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	0.05 PPM
Clethodim (M) - S-methyl clethodim sulfoxide	Habas de Soja	RM-26-B-2	Valent	8/15/90	GC/FPD	0.5 PPB
Clethodim (Select)	Suelo	410302-07/09	Valent Uas Corp.	11/01/1988	HPLC/UV	0.02 PPM
Clodinafop Propargyl	Suelo	443991-89	Novartis Crop Protection	3/19/92	HPLC/UV	0.005 PPM
Clodinafop Propargyl	Suelo	443991-88	Novartis Crop Protection	4/22/91	HPLC/UV	0.05 PPM
Clofentezine	Manzanas Crudas	J-95R-02	AgrEvo USA Co.	9/27/95	HPLC/UV	0.005 PPM
Clofentezine	Leche	RES10/89/50	Schering Ag	05/06/1989	HPLC/UV	0.01 PPM
Clofentezine	Manzanas	J-91R-01	Nor-Am	9/28/93	HPLC/UV	N/A
Clofentezine (M) - 4 hydroxy clofentezine	Leche	RESID/89/49	Nor-Am	05/05/1989	HPLC/UV	0.01 PPM
Clomazone	Maíz en Grano	P-2352M	FMC	10/29/90	GC/NPD	0.025 PPM
Clomazone	Agua	443484-07	FMC Corp.	1/20/97	GC/MS	1 PPB
Clomazone	Suelo	443484-07	FMC Corp.	1/20/97	GC/MS	50 PPB
Clomazone	Habas de Soja	P-0653M	FMC	10/12/1983	GC/MS	N/A
Clomazone	Forraje de Maíz	P-2352M	FMC	10/29/90	GC/NPD	N/A
Clomazone	Forraje de Maíz	P-2352M	FMC	10/29/90	GC/NPD	N/A
Clopyralid	Suelo	61369	Dow Elanco	09/01/1986	GC/ECD	0.005 PPM
Cloransulam-Meth	Agua	442315-03	Dow Elanco	12/17/96	GC/MS	0.1 PPB
Cloransulam-methyl	Forraje de Soja	94.07.R1	Dow Elanco	02/08/1995	GC/MS	0.01 PPM
Cloransulam-methyl	Habas de Soja	94.07.R1	Dow Elanco	02/08/1995	GC/MS	0.01 PPM
Cloransulam-methyl	Heno de Soja	94.07.R1	Dow Elanco	02/08/1995	GC/MS	0.01 PPM
Codling Moth Granulosis Virus	Suelo	441302-17	Sumitomo Corp.	7/26/96	BIOLÓGICO	N/A
Copper Sulfate	Agua	411890-01	Wildlife International Ltd.	02/01/1989	Espectrometría de AA	0.025 PPM
Copper Sulfate	Sedimento	411890-01	Wildlife International Ltd.	02/01/1989	Espectrometría de AA	N/A
Cyanamide	Suelo	Report 93-10-4999	Springborn Labs	6/17/93	HPLC	0.01 PPM
Cyanazine	Suelo	416599-01	Dupont Ag. Products	10/19/88	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyanazine	Suelo	417385-04	E.I. Dupont De Nemours & Co.	10/19/88	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyanazine and Metab	Agua	26265	Monsanto Co	01/01/1971	GC/ECD	0.05 PPM
Cyanazine and Metab.	Suelo	37690	Monsanto Co	04/01/1979	GC/ECD	N/A
Cyanimide	Suelo	436468-01	CFPI	4/27/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Cyclanilide	Hígado de Ganado	RPA090946 ver 2.2	Horizon Labs, Inc.	06/09/1995	GC/ECD	0.004 PPM
Cyclanilide	Leche	RPA090946 ver 2.2	Horizon Labs, Inc.	06/09/1995	GC/ECD	0.006 PPM
Cyclanilide	Grasa de Ganado	RPA090946 ver 2.2	Horizon Labs, Inc.	06/09/1995	GC/ECD	0.007 PPM
Cyclanilide	Semillas de Algodón	RPA090946 ver 1.1	Rhone-Poulenc	5/31/94	GC/ECD	0.01 PPM
Cyclanilide (RPA90946, RPA90946)	Suelo	438683-34	Rhone-Poulenc Ag. Co.	5/25/95	HPLC/UV	10 PPB
Cyclanilide (RPA90946, RPA90946)	Suelo	438683-33	Rhone-Poulenc	8/29/95	HPLC/UV	3 PPB
Cycloate	Suelo	415824-05	ICI Americas Inc	11/07/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Cycloate Sulfoxide	Suelo	415824-04	ICI Americas Inc	11/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Cyfluthrin	Cacahuetes	85823	Mobay	6/14/83	GC/ECD	N/A
Cyfluthrin	Forraje de Cacahuetes	85823	Mobay	6/14/83	GC/ECD	N/A
Cyfluthrin	Leche	85883	Mobay	7/25/83	GC/ECD	N/A
Cyfluthrin (Baythroid)	Agua	415113-01	Mobay Corporation	6/15/83	GC/ECD	10 PPT
Cyfluthrin (Baythroid)	Sedimento	415113-01	Mobay Corporation	6/15/83	GC/ECD	5 PPB
Cyfluthrin Metab.	Suelo	427948-01	Mobay Corp.	09/12/1990	HPLC/UV	0.01 PPM
Cymoxanil	Agua	441807-53	E.I. Dupont De Nemours and Co.	11/05/1996	LC/MS	0.002 PPM
Cymoxanil	Suelo	441807-49	Dupont Ag. Products	10/31/96	GC/MS	0.05 PPM
Cymoxanil	Suelo	441807-52	E.I. Dupont De Nemours and Co.	10/22/96	HPLC/UV	0.05 PPM
Cymoxanil	Suelo	441807-53	E.I. Dupont De Nemours and Co.	11/05/1996	LC/MS	0.05 PPM
Cymoxanil	Patatas	AMR 3705-95	Dupont	12/04/1995	HPLC/UV	0.05 PPM
Cymoxanil	Tomates	AMR 3060-94	Dupont	11/14/95	HPLC/UV	0.05 PPM
Cymoxanil	Uvas	AMR 3060-94	Dupont	11/14/95	HPLC/UV	0.05 PPM
Cymoxanil	Agua	441807-50	EI Dupont	9/15/95	HPLC/UV	2 PPB
Cymoxanil	Agua	441807-51	E.I. Dupont De Nemours and Co.	09/11/1996	HPLC/UV	3 PPB
Cymoxanil	Suelo	441650-43	Dupont Ag. Products	8/20/96	GC/MS	
Cypermethrin	Hígado	# 56	ICI	6/17/81	GC/ECD	0.05 PPM
Cypermethrin	Suelo	421482-01	Wildlife International Ltd.	5/28/91	GC/ECD	N/A
Cypermethrin	Agua	421482-01	Wildlife International Ltd.	5/28/91	GC/ECD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Cypermethrin (M) - Cis-A	Hígado	# 56	ICI	6/17/81	GC/ECD	0.05 PPM
Cypermethrin (M) - Cis-B	Hígado	# 56	ICI	6/17/81	GC/ECD	0.05 PPM
Cypermethrin (M) - Trans-C	Hígado	# 56	ICI	6/17/81	GC/ECD	0.05 PPM
Cypermethrin (M) - Trans-D	Hígado	# 56	ICI	6/17/81	GC/ECD	0.05 PPM
Cyprodinil	Almendras	AG-631A	Novartis Crop Protection	6/17/96	HPLC/UV	0.02 PPM
Cyprodinil	Almendras	AG-631A	Novartis Crop Protection	6/17/96	HPLC/UV	0.02 PPM
Cyprodinil	Cáscara de Almendra	AG-631A	Novartis Crop Protection	6/17/96	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyprodinil	Cáscara de Almendra	AG-631A	Novartis Crop Protection	6/17/96	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyprodinil	Cerezas	AG-631	Ciba-Geigy	5/23/95	HPLC/UV	N/A
Cyprodinil	Ciruelas	AG-631	Ciba-Geigy	5/23/95	HPLC/UV	N/A
Cyromazine	Lechuga	Method # AG-408	Ciba-Geigy	N/A	HPLC/UV	4 PPM
Cyromazine	Hígado de Pollo	AG-417 and AG-417A (mod)	Ciba-Geigy	10/24/84	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyromazine	Huevos	AG-417 and AG-417A (mod)	Ciba-Geigy	10/24/84	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyromazine	Hígado de Pollo	Method # AG-417	Ciba-Geigy	12/06/1983	HPLC/UV	0.3 PPM
Cyromazine	Hígado de Pollo	Method # AG-417-A	Ciba-Geigy	4/17/84	HPLC/UV	0.3 PPM
Cyromazine	Huevos	Method # AG-417	Ciba-Geigy	12/06/1983	HPLC/UV	0.3 PPM
Cyromazine	Huevos	Method # AG-417-A	Ciba-Geigy	4/17/84	HPLC/UV	0.3 PPM
Cyromazine	Pienso para Gallinas	AG-376	Ciba-Geigy	2/18/82	GC/NPD	N/A
Cyromazine	Hígado de Pollo	AG-403	Ciba-Geigy	05/06/1983	HPLC/UV	N/A
Cyromazine	Huevos	AG-403	Ciba-Geigy	05/06/1983	HPLC/UV	N/A
Cyromazine	Pienso para Gallinas	AG-417(A)	Ciba-Geigy	4/17/84	HPLC/UV	N/A
Cyromazine (M) - Melamine	Lechuga	Method # AG-408	Ciba-Geigy	N/A	HPLC/UV	1 PPM
Cyromazine (M) - Melamine	Hígado de Pollo	AG-417 and AG-417A (mod)	Ciba-Geigy	10/24/84	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyromazine (M) - Melamine	Huevos	AG-417 and AG-417A (mod)	Ciba-Geigy	10/24/84	HPLC/UV	0.05 PPM
Cyromazine (M) - Melamine	Hígado de Pollo	Method # AG-417	Ciba-Geigy	12/06/1983	HPLC/UV	0.1 PPB
Cyromazine (M) - Melamine	Hígado de Pollo	Method # AG-417-A	Ciba-Geigy	4/17/84	HPLC/UV	0.1 PPB
Cyromazine (M) - Melamine	Huevos	Method # AG-417	Ciba-Geigy	12/06/1983	HPLC/UV	0.1 PPB
Cyromazine (M) - Melamine	Huevos	Method # AG-417-A	Ciba-Geigy	4/17/84	HPLC/UV	0.1 PPB
Cyromazine (M) - Melamine	Hígado de Pollo	AG-403	Ciba-Geigy	05/06/1983	HPLC/UV	N/A
Cyromazine (M) - Melamine	Huevos	AG-403	Ciba-Geigy	05/06/1983	HPLC/UV	N/A
Daminozide	Suelo	447838-01	Uniroyal Chemical Co	02/04/1999	GC/NPD	1 PPM
Daminozide	Hígado de Pollo	N/A	N/A	N/A	UV SPEC	N/A
Daminozide	Uvas	N/A	U.S. Rubber Co.	N/A	UV SPEC	N/A
DDVP	Alfalfa	740.01 / Dibrom	Chevron	01/05/1985	GC/NPD	10 PPB
DDVP	Almendras	740.01 / Dibrom	Chevron	01/05/1985	GC/NPD	0.5 PPB
DDVP	Broccoli	740.01 / Dibrom	Chevron	01/05/1985	GC/NPD	1.0 PPB
DDVP	Naranjas	740.01 / Dibrom	Chevron	01/05/1985	GC/NPD	3.0
Deltamethrin	Suelo	427739-03	Roussel-Velaf Hoechst-Roussel Agri-	4/15/93	GC/ECD	0.002 PPM
Diazinon	Suelo	414327-06	Ciba-Geigy	3/13/90	GC/NPD	0.02 PPM
Diazinon	Agua	414904-01	Ciba-Geigy	11/01/1989	GC/NPD	0.04 PPB
Diazinon and Metab.	Suelo	41320101	Ciba Geigy	11/01/1989	GC/NPD	10 PPB
Dicamba	Forraje de Maíz	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.01 PPM
Dicamba	Heno de Hierba	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.01 PPM
Dicamba	Semillas de Algodón	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.01 PPM
Dicamba	Maíz	AM-0691	Velsicol	7/25/79	GC/ECD	0.5 PPB
Dicamba	Buey	AM0685	Velsicol	N/A	GC/ECD	N/A
Dicamba	Leche	AM0685	Velsicol	N/A	GC/ECD	N/A
Dicamba (M) - 5-Hydroxydicamba	Forraje de Maíz	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.007 PPM
Dicamba (M) - 5-Hydroxydicamba	Heno de Hierba	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.007 PPM
Dicamba (M) - 5-Hydroxydicamba	Semillas de Algodón	AM - 0691B - 0593 - 3	Sandoz Agro, Inc.	7/30/93	GC/ECD	0.007 PPM
Dicamba (M) - 5-Hydroxydicamba	Maíz	AM-0691	Velsicol	7/25/79	GC/ECD	0.5 PPB
Dicamba (M) - DCSA	Buey	AM0685	Velsicol	N/A	GC/ECD	N/A
Dicamba (M) - DCSA	Leche	AM0685	Velsicol	N/A	GC/ECD	N/A
Dicamba and DCSA	Suelo	40547908	Sandoz Agro. Inc.	04/01/1981	GC/ECD	0.01 PPM
Dicamba and DCSA	Suelo	405479-08		01/01/1979	GC/ECD	0.02 PPM
Dichlobenil	Suelo	411495-02	Duphar B.V.	6/20/89	GC/ECD	0.01 PPM
Dichlobenil	Agua	447127-01	Uniroyal	10/30/98	GC/ECD	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Dichlobenil	Agua	453218-01	Uniroyal Chemical Co.	05/10/2000	GC/MS	0.1 PPM
Dichloropropene	Suelo	445365-04	Dow Elanco	12/10/1997	GC/MS	0.05 PPB
Dichloropropene	Agua	445365-06	Dow Elanco	1/23/97	GC/MS	0.05 PPB
Dichloropropene	Carbón	445365-10	Dow Elanco	1/29/98	GC/ECD	0.1 UG/TUBE
Dichloropropene	Carbón	445365-12	Dow Elanco	11/12/1997	GC/ECD	0.1 UG/TUBE
Dichloropropene	Suelo	445365-08	Dow Elanco	12/17/97	GC/MS	0.2 PPB
Dichloropropene	Agua	445365-09	Dow Elanco	12/17/97	GC/MS	0.2 PPB
Dichloropropene	Agua/Suelo	445365-11	Dow Elanco	3/27/98	GC/MS	0.2 PPB
Dichloropropene	Agua	445365-05	Dow Elanco	12/12/1997	GC/MS	0.1 PPB
Dichloropropene	Agua	445365-07	Dow Elanco	1/23/97	GC/MS	0.1 PPB
Dichloropropene	Suelo	445365-03	Dow Elanco	08/02/1996	GC/MS	0.2 PPB
Dichloropropene	Suelo	445365-01	Dow Elanco	12/12/1997	GC/MS	0.42 PPB
Dichloropropene	Suelo	445365-02	Dow Elanco	08/02/1996	GC/MS	0.42 PPB
Dichlorprop-P	Suelo	442434-01	Basf Corporation	01/03/1997	GC/MS	0.01 PPM
Diclosulam	Suelo	445878-02	Dow Agrosciences	1/31/98	GC/MS	0.001 PPM
Diclosulam	Agua	445878-04	Dow Agrosciences	2/27/98	GC/MS	0.1 PPB
Diclosulam	Agua	445878-03	Dow Agrosciences	1/21/98	GC/MS	0.10 PPB
Dicófol	Suelo	400420-40	Rohm + Haas	11/01/1986	GC/ECD	0.01 PPM
Dicófol	Suelo	413818-01	Rhom and Haas	01/05/1990	GC/ECD	0.01 PPM
Dienochlor	Suelo	413034-08	Sandoz Crop Protection Corp	6/19/89	GC/ECD	0.01 PPM
Dienochlor	Suelo	413034-09	Sandoz Corp. Protect Corp	5/31/89	GC/ECD	0.01 PPM
Difenoconazole	Semilla de Colza	AG-676	Novartis Crop Protection	7/17/97	GC/MS	0.01 PPM
Difenoconazole	Leche	AG-544	Ciba-Geigy	9/15/88	GC/NPD	0.01 PPM
Difenoconazole	Balas de Trigo	AG-575A	Ciba-Geigy	5/17/91	GC/FPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Forraje de trigo	AG-575A	Ciba-Geigy	5/17/91	GC/FPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Trigo en Grano	AG-575A	Ciba-Geigy	5/17/91	GC/FPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Carne de Pollo	AG-544	Ciba-Geigy	9/15/88	GC/NPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Grasa de Buey	AG-544	Ciba-Geigy	9/15/88	GC/NPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Hígado de Buey	AG-544	Ciba-Geigy	9/15/88	GC/NPD	0.05 PPM
Difenoconazole	Huevos	AG-544	Ciba-Geigy	9/15/88	GC/NPD	0.05 PPM
Difenzoquat Methyl (CL 84,777)	Suelo	438043-02	American Cyanamid Co.	05/01/1981	GC/NPD	0.1 PPM
Difenzoquat Methyl (CL 84,777)	Suelo	438043-01	American Cyanamid Co.	7/24/95	LSC	N/A
Difenzoquat Methyl Sulfate	Suelo	43804302	American Cyanamid Co.	09/06/1974	GC/NPD	0.1 PPM
Diflubenzuron and Metab. (4-Chlorphenyl Urea)	Suelo	418165-03		12/01/1988	HPLC/UV	0.01 PPM
Diflufenzopyr	Forraje de Maíz	D9709	BASF	2/13/98	GC/MS	0.02 PPM
Diflufenzopyr	Forraje de Maíz	D9709	BASF	2/13/98	GC/MS	0.02 PPM
Diflufenzopyr	Maíz en Grano	D9709	BASF	2/13/98	GC/MS	0.02 PPM
Diflufenzopyr (SAN 835H)	Suelo	443074-20	Sandoz Agro Ltd	05/07/1996	HPLC/UV+GC/MS	0.01 PPM
Dimethenamid	Forraje de Maíz	Project #414108 / Report # 14	Sandoz	28/03/1900	GC/NPD	0.001 PPM
Dimethenamid	Forraje de Maíz	Project #414108 / Report # 14	Sandoz	28/03/1900	GC/NPD	0.001 PPM
Dimethenamid	Maíz en Grano	Project #414108 / Report # 14	Sandoz	28/03/1900	GC/NPD	0.001 PPM
Dimethenamid	Semillas de Soja	Project #414108 / Report # 14	Sandoz	28/03/1900	GC/NPD	0.001 PPM
Dimethenamide	Suelo	422662-05	Sandoz Crop Protection	04/01/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Dimethenamide (Frontier)	Suelo	418239-02	Sandoz Crop Protection Corp.	9/28/92	GC/NPD	0.01 PPM
Dimethenamide (SAN 1289H)	Agua	443322-64	Sandoz Agro, Inc	8/16/96	GC/NPD	0.5 PPM
Dimethenamide (SAN 1289H)	Suelo	440832-07	Sandoz Agro, Inc	2/28/91	TLC/RIS	N/A
Dimethipin	Hígado	7524	Uniroyal	10/29/75	GC/FPD	N/A
Dimethipin	Semillas de Algodón	7524	Uniroyal	10/29/75	GC/FPD	N/A
Dimethoate	Suelo	428844-03	Dimethoate Task Force	11/01/1991	GC/FPD	0.01 PPM
Diphenylamine	Manzanas	HWI6524-100	Hazleton	03/10/1994	GC/MS	0.08 PPM
Diphenylamine	Pulpa de manzana Húmeda	HWI6524-100	Hazleton	03/10/1994	N/A	0.08 PPM
Diquat	Agua	409174-03	Chevron Chemical Co	9/23/88	Espectrofotómetro	0.01 PPM
Diquat	Agua	409174-03	Valent U.S.A Corp	3/26/91	GC/NPD	0.01 PPM
Disulfoton (Di-Syston)	Suelo	401168-01	Mobay Corp.	11/03/1995	GC/NPD	0.05 PPM
Dithiopyr (Dimension)	Suelo	424566-01	Rohm and Haas	08/01/1991	GC/ECD	0.01 PPM
Dithiopyr (RH-1664)	Suelo	445598-01	Rohm and Haas Company	8/20/97	GC/ECD	0.01 PPM
Dithiopyr Acid Metabolite	Suelo	424566-01	Rohm and Haas	08/01/1991	GC/ECD	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Diuron	Suelo	417193-05	E I Dupont De Nemours	10/13/90	HPLC/UV	0.01 PPM
Dodine	Suelo	449857-02	Rhone-Poulenc Ag Co.	3/18/98	GC/MS	10 PPB
Dodine	Suelo	449857-03	Rhone-Poulenc Ag Co.	3/18/98	GC/MS	10 PPB
Emamectin Benzoate	Broccoli	93670	Merck	06/03/1993	HPLC/FLD	0.005 PPM
Emamectin Benzoate (M) -8,9-2MA	Broccoli	93670	Merck	06/03/1993	HPLC/FLD	0.005 PPM
Emamectin Benzoate (M) -L'599	Broccoli	93670	Merck	06/03/1993	HPLC/FLD	0.005 PPM
Emamectin Benzoate (M) -L'649	Broccoli	93670	Merck	06/03/1993	HPLC/FLD	0.005 PPM
Emamectin Benzoate (M) -L'831	Broccoli	93670	Merck	06/03/1993	HPLC/FLD	0.005 PPM
Endosulfan	Agua/Suelo	414686-01	Hoechst	01/01/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Endosulfan and Sulfate Metab.	Agua	414686-01	Hoeschst	01/01/1987	GC/ECD	
Endosulfan I	Suelo	411641-01	Hoeschst Celanese Corp.	04/04/1989	GC/ECD	10 PPB
Endosulfan I	Agua	411641-01	Hoeschst Celanese Corp.	07/01/1988	GC/ECD	5 PPT
Enzone	Suelo	408839-01	Unocal Chemicals	01/09/1987	GC/FPD	0.02 PPM
EPTC	Suelo	404204-05	Stauffer Chemical Co	8/14/87	GC/NPD	0.01 PPM
EPTC	Suelo	417243-05	ICI Americas	05/12/1987	GC/NPD	0.01 PPM
EPTC	Suelo	417243-05	ICI Americas	09/10/1990	GC/NPD	0.01 PPM
Esfenvalerate	Agua/Suelo	41520301	Dupont Ag. Products	02/01/1986	GC/ECD	N/A
Esfenvalerate (Asana)	Sedimento	417880-01	E.I. Du Pont De Nemours and Co.	04/01/1988	GC/ECD	0.2 PPB
Esfenvalerate (Asana)	Agua	417880-01	E.I. Du Pont De Nemours and Co.	04/01/1988	GC/ECD	2 PPT
Ethalfuralin	Habas de Soja	AM - AA - CA -R025 - AA - 755	Eli Lilly & Co.	4/17/80	GC/ECD	N/A
Ethalfuralin	Hígado de Buey	AM - AA - CA - R103 - AA - 755	Lilly Research Lab	5/13/85	GC/ECD	N/A
Ethalfuralin	Leche	AM - AA - CA - R103 - AA - 755	Lilly Research Lab	5/13/85	GC/ECD	N/A
Ethephon	Suelo	420115-01	Rhone-Poulenc Ag Co	5/29/91	GC/FID	0.01 PPM
Ethephon	Balas de Trigo	?	Union Carbide	01/06/1982	GC/FPD	N/A
Ethephon	Hígado	Proj. # 866R10	Union Carbide	7/23/84	GC/FPD	N/A
Ethephon	Leche	Proj. # 866R10	Union Carbide	7/23/84	GC/FPD	N/A
Ethion	Suelo	421137-01	FMC Corp.	11/25/91	GC/NPD	0.05 PPM
Ethoprop	Suelo	417124-01	Rhone-Poulenc Ag	11/02/1990	GC/FPD	0.01 PPM
Ethyl Parathion	Aceite de Girasol	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	HPLC/UV	0.01 PPM
Ethyl Parathion	Balas de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion	Harina de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion	Trigo en Grano	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion (M) - Paraoxon	Aceite de Girasol	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	HPLC/UV	0.01 PPM
Ethyl Parathion (M) - Paraoxon	Balas de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion (M) - Paraoxon	Harina de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion (M) - Paraoxon	Trigo en Grano	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.05 PPM
Ethyl Parathion (M) - p-Nitrophenol	Harina de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.04 PPM
Ethyl Parathion (M) - p-Nitrophenol	Trigo en Grano	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.04 PPM
Ethyl Parathion (M) - p-Nitrophenol	Aceite de Girasol	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	HPLC/UV	0.04 PPM
Ethyl Parathion (M) - p-Nitrophenol	Balas de Trigo	70C-4996-001	Research Triangle Institute	11/24/92	GC/FPD	0.2 PPB
Etridiazole	Agua	448754-01	Uniroyal Chemical Co.	6/21/99	GC/NPD	0.1 PPB
Etridiazole	Hígado de Buey	ADC # 648	Anal. Development Corp.	12/28/81	GC/ECD	N/A
Etridiazole	Huevos	ADC # 648	Anal. Development Corp.	12/28/81	GC/ECD	N/A
Etridiazole (5-Ethoxy-3-(Trichloromethyl)-1,2,4-Thiazole)	Agua	NO MRID	Uniroyal Chemical Co	6/21/99	GC/NPD	0.1 PPB
Etridiazole (M) - Monoacid	Hígado	CASR-8-81	N/A	10/21/81	HPLC/UV	N/A
Etridiazole (M) - Monoacid	Huevos	CASR-8-81	N/A	10/21/81	HPLC/UV	N/A
Fenamiphos	Suelo	420436-01	Moby Corp	9/16/91	GC/MS	0.01 PPM
Fenamiphos	Hígado	66206	Mobay	4/25/78	GC/FPD (P)	N/A
Fenamiphos	Leche	66206	Mobay	4/25/78	GC/NPD	N/A
Fenamiphos	Manzanas	25,402	Mobay	08/07/1969	GC/NPD	N/A
Fenamiphos (Nemacur)	Suelo	426749-02	Miles Inc.	09/01/1991	GC/NPD	10 PPB
Fenamiphos (Nemacur)	Agua	426749-02	Miles Inc.	09/01/1991	GC/NPD	10 PPB
Fenamiphos (M) - Sulfone	Leche	66206	Mobay	4/25/78	GC/FPD (S)	N/A
Fenamiphos (M) - Sulfone	Hígado	66206	Mobay	4/25/78	GC/FPD (S), NPD	N/A
Fenamiphos (M) - Sulfone	Manzanas	66206	Mobay	4/25/78	GC/NPD	N/A
Fenamiphos (M) - Sulfoxide	Leche	66206	Mobay	4/25/78	GC/FPD (S)	N/A
Fenamiphos (M) - Sulfoxide	Hígado	66206	Mobay	4/25/78	GC/FPD (S), NPD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Fenamiphos (M) - Sulfoxide	Manzanas	25,402	Mobay	08/07/1969	GC/NPD	N/A
Fenarimol	Uvas	AM - AA - CA - R124 - AA - 755	Eli Lilly & Co.	12/24/87	GC/ECD	0.1 PPM
Fenarimol	Carne Bovina	AA - AA - CA - R072 - AA - 755	Lilly Research Lab	9/22/82	GC/ECD	N/A
Fenarimol	Grasa de Buey	AA - AA - CA - R072 - AA - 755	Lilly Research Lab	9/22/82	GC/ECD	N/A
Fenarimol	Hígado de Buey	AA - AA - CA - R072 - AA - 755	Lilly Research Lab	9/22/82	GC/ECD	N/A
Fenarimol	Leche	AA - AA - CA - R072 - AA - 755	Lilly Research Lab	9/22/82	GC/ECD	N/A
Fenarimol	Manzanas	AM - AA - CA - R039 - AB - 755	Lilly Research Lab	1/25/85	GC/ECD	N/A
Fenarimol	Pecanas	AM - AA - CA - R039 - AA - 755	Eli Lilly & Co.	1/19/81	GC/ECD	N/A
Fenarimol (M) - Metabolite B	Uvas	AM - AA - CA - R124 - AA - 755	Eli Lilly & Co.	12/24/87	GC/ECD	0.1 PPM
Fenarimol (M) - Metabolite C	Uvas	AM - AA - CA - R124 - AA - 755	Eli Lilly & Co.	12/24/87	GC/ECD	0.1 PPM
Fenbuconazole	Suelo	418750-28	Rohm and Haas Co	11/13/90	GC/NPD	0.01 PPM
Fenbuconazole	Suelo	420535-03	Rohm and Haas Co	10/04/1991	GC/NPD	0.01 PPM
Fenbuconazole	Cerezas	#34S-88-20	Rohm & Haas	11/29/88	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole	Melocotones	#34S-88-20	Rohm & Haas	11/29/88	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole	Melocotones	34-90-47R	Rohm & Haas	12/08/1993	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole	Pecanas	34-94-175	Rohm & Haas	12/19/94	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole (M) - RH-9129	Melocotones	34-90-47R	Rohm & Haas	12/08/1993	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole (M) - RH-9129	Pecanas	34-94-175	Rohm & Haas	12/19/94	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole (M) - RH-9130	Melocotones	34-90-47R	Rohm & Haas	12/08/1993	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole (M) - RH-9130	Pecanas	34-94-175	Rohm & Haas	12/19/94	GC/NPD	N/A
Fenbuconazole Metabolite	Suelo	420535-03	Rohm and Haas Co	01/01/1991	GC/NPD	0.005 PPM
Fenbutatin Oxide and Metabolite	Suelo	428968-01	empty cell	08/01/1991	GC/FPD	0.02 PPM
Fenbutatin Oxide and Metabolites	Suelo	416085-01	empty cell	11/01/1987	GC/FPD	0.02 PPM
Fenhexamid	Uvas	362	Bayer AG	6/16/95	HPLC/ELCD	0.02 PPM
Fenhexamid	Fresas	362	Bayer AG	6/16/95	HPLC/ELCD	0.05 PPM
Fenhexamid	Uvas	362	Bayer AG	6/16/95	HPLC/ELCD	0.05 PPM
Fenhexamid (KBR 2738)		443467-37	Bayer Ag Crop	11/22/94	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenhexamid (KBR 2738)	Agua	443467-38	Wildlife International	9/18/96	HPLC/UV	0.05 PPM
Fenitrothion	Suelo	416466-01	Sumitomo Chem. Corp.	09/01/1990	GC/NPD	0.01 PPM
Fenitrothion	Suelo	409345-01	Sumitomo Chemical Corp	4/16/87	GC/NPD	50 PPB
Fenitrothion Metab. (3-Methyl-4-Nitrophenol)	Suelo	416466-01	Sumitomo Chemical Corp		HPLC/UV	0.01 PPM
Fenitrothion Metabolite	Suelo	416466-01	Sumitomo Chem. Corp.			
Fenoxaprop-Ethyl	Agua	415677-05	Agrevo Usa Co	12/01/1987	HPLC/UV	0.001 PPM
Fenoxaprop-P-Ethyl	Suelo	430664-02	Hoechst-Celanese Corp	12/17/93	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxaprop-P-Ethyl	Suelo	430664-04	Hoechst-Celanese Corp	12/08/1993	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxaprop-P-Ethyl	Suelo	430664-03	Hoechst-Celanese Corp	12/17/93	HPLC/UV	0.02 PPM
Fenoxycarb	Suelo	438295-17-18-19	Ciba-Geigy	04/01/1994	GC/NPD	0.01 PPM
Fenoxycarb	Forraje de Hierba	AG-609A	Ciba-Geigy	05/11/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Hígado	AG-608	Ciba-Geigy	9/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Hígado	AG-608	Ciba-Geigy	9/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Leche	AG-608	Ciba-Geigy	9/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Leche	AG-608	Ciba-Geigy	9/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Peras	AG-620	Ciba-Geigy	4/15/94	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenoxycarb	Heno de Hierba	AG-609A	Ciba-Geigy	05/11/1994	HPLC/UV	0.05 PPM
Fenpropathrin	Suelo	416796-01	Valent Usa	10/02/1996	GC/TSD	0.01 PPM
Fenpropathrin	Suelo	423114-02	Valent Usa Corp	2/15/91	HPLC/UV	0.01 PPM
Fenridazon	Hígado	31A-83-08	Rohm & Haas	3/24/83	HPLC/UV	N/A
Fenridazon	Leche	31A-83-08	Rohm & Haas	3/24/83	HPLC/UV	N/A
Fenridazon	Trigo en Grano	TR36H-82-18	Rohm & Haas	7/22/82	HPLC/UV	N/A
Fenthion	Agua	159019	Bayer Corp Agricultural Div	03/01/1985	GC/NPD	0.01 PPM
Fenthion	Suelo	154967	Bayer Corp Agricultural Div	04/01/1979	GC/NPD	N/A
Fenvalerate	Suelo	415203-01	Dupont Ag. Products	11/10/1989	GC/ECD	0.01 PPM
Fenvalerate	Agua	415203-01	E I Dupont De Nemeurs	11/10/1989	GC/ECD	0.05 PPB
Ferbam	Suelo	405509-02	UCB Chem Corp	02/10/1988	GC/FPD	0.05 PPM
Ferbam	Suelo	406034-01	UCB Chemical Corp	12/01/1986	GC/FPD	0.05 PPM
Fipronil	Semillas de Algodón	EC-95-303	Rhone-Poulenc Ag. Co.	7/21/95	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil	Grasa de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.002 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Fipronil	Hígado de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.002 PPM
Fipronil	Leche	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.002 PPM
Fipronil	Maíz en Grano	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.01 PPM
Fipronil	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil	Suelo	442628-29	Rhone Poulenc	6/21/96	GC/ECD	1 PPB
Fipronil	Agua	446055-04	Rhone Poulenc	3/28/97	GC/ECD	1 PPB
Fipronil	Agua	446055-05	Rhone Poulenc	10/22/97	GC/ECD	1 PPB
Fipronil	Agua	451359-02	Rhone Poulenc	10/12/1999	LC/MS/MS	10 PPT
Fipronil	Agua	451359-02	Rhone Poulenc	3/16/99	LC/MS/MS	10 PPT
Fipronil	Suelo	442628-28	Rhone Poulenc	7/17/96	GC/ECD	2 PPB
Fipronil (M) - MB45950	Hígado de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Leche	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Semillas de Algodón	EC-95-303	Rhone-Poulenc Ag. Co.	7/21/95	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Grasa de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.002 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Maíz en Grano	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.01 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - MB45950	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Semillas de Algodón	EC-95-303	Rhone-Poulenc Ag. Co.	7/21/95	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Hígado de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.002 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Grasa de Ganado	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.003 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Leche	EC-94-258	Rhone-Poulenc Ag. Co.	09/09/1994	GC/ECD	0.005 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Maíz en Grano	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.01 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - MB46136	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - MB46513	Semillas de Algodón	EC-95-303	Rhone-Poulenc Ag. Co.	7/21/95	GC/ECD	0.001 PPM
Fipronil (M) - RPA 105048	Maíz en Grano	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.01 PPM
Fipronil (M) - RPA 105048	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - RPA 105048	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - RPA 200766	Maíz en Grano	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.01 PPM
Fipronil (M) - RPA 200766	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (M) - RPA 200766	Forraje de Maíz	EC-93-236	Rhone-Poulenc	8/27/94	GC/ECD	0.02 PPM
Fipronil (RPA 104615)	Suelo	442628-29	Rhone Poulenc	6/21/96	GC/ECD	1 PPB
Flucythrinate	Carne	M-1259	American Cyanamid	9/27/82	GC/ECD	N/A
Flucythrinate	Leche	M-1254	American Cyanamid	9/15/82	GC/ECD	N/A
Fludioxinil (Cga-173506)	Suelo	443823-14	Novartis Crop Protection	8/13/97	HPLC/UV	0.01 PPM
Fludioxinil (Cga-339833)	Suelo	443823-18	Ciba-Geigy	8/19/97	HPLC/UV	0.05 PPM
Fludioxinil (Cga-339833)	Suelo	443823-19	Ciba-Geigy	1/29/97	HPLC/UV	10 PPB
Fludioxonil	Maíz en Grano	AG-597	Ciba-Geigy	03/09/1993	HPLC/UV	0.02 PPM
Fludioxonil	Sorgo en Grano	AG-597	Ciba-Geigy	03/09/1993	HPLC/UV	0.05 PPM
Fludioxonil	Suelo	443823-55	Novartis Crop Protection	4/29/94	Resumen	N/A
Fludioxonil	Suelo	443823-47	Novartis Crop Protection	4/29/94	HPLC/UV	N/A
Flumetsulam	Agua	429065-01	Dow Elanco	08/01/1993	GC/MS	0.1 PPB
Flumetsulam	Forraje de Maíz	91.6.1S	Dow Elanco	09/04/1992	GC/MS	0.05 PPM
Flumetsulam	Habas de Soja	91.6.1S	Dow Elanco	09/04/1992	GC/MS	0.05 PPM
Flumetsulam	Maíz en Grano	91.6.1S	Dow Elanco	09/04/1992	GC/MS	0.05 PPM
Flumetsulam	Suelo	419521-07	Dow Elanco	4/29/91	GC/MS	2.5 PPB
Flumetsulam	Suelo	429065-01	Dow Elanco	8/30/93	GC/MS	2.5 PPB
Fluometuron and Metab.	Suelo	40459401	Ciba Geigy	07/01/1987	HPLC/UV	0.1 PPM
Fluridone	Hígado	AM - AA - CA - R060 - AA - 755	Lilly	3/19/82	HPLC/UV	N/A
Fluridone	Leche	AM - AA - CA - R060 - AA - 755	Lilly	3/19/82	HPLC/UV	N/A
Fluridone	Pescado	AM - AA - CA - R063 - AA - 755	Lilly	05/11/1982	HPLC/UV	N/A
Fluridone	Semillas de Algodón	AM - AA - CA - R052 - AA - 755	Lilly	10/15/81	HPLC/UV	N/A
Fluridone (M) - 4-Hydroxyfluridone	Pescado	AM - AA - CA - R063 - AA - 755	Lilly	05/11/1982	HPLC/UV	N/A
Fluroxypyr	Suelo	440803-46	Dow Elanco	08/02/1996	GC/MS	0.01 PPM
Fluroxypyr	Hígado	RES 95164	Dow Elanco	06/10/1996	GC/MS	0.01 PPM
Fluroxypyr	Leche	RES 95164	Dow Elanco	06/10/1996	GC/MS	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Fluroxypyr	Trigo en Grano	RES 951118	Dow Elanco	06/04/1996	GC/MS	0.1 PPM
Fluroxypyr	Forraje de trigo	RES 951118	Dow Elanco	06/04/1996	GC/MS	0.3 PPM
Fluroxypyr	Balas de Trigo	RES 951118	Dow Elanco	06/04/1996	GC/MS	0.5 PPB
Flurprimidol	Agua	409817-05	Elancoj Prod. Co.	01/01/1989	GC/MS	0.003 PPM
Flurprimidol	Suelo	401844-03	Elanco Prod. Co.	03/11/1987	N/A	0.01 PPM
Flurprimidol	Suelo	409817-05	Dow Elanco	1/16/89	GC/ECD	0.02 PPM
Flutolanil	Suelo	426066-18	Nor-Am Chem. Co.	8/31/92	GC/NPD	0.01 PPM
Flutolanil	Suelo	431758-09	Nor-Am Chem. Co.	07/09/1993	GC/NPD	0.01 PPM
Flutolanil	Suelo	418378-03	Nor-Am Chem. Co.	3/15/91	GC/NPD	0.02 PPM
Flutolanil and Metabolites	Agua	426066-18	Noram Chem Co	08/01/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Fluvalinate	Miel	P87AS01 / TR-1215A	Zoecon Corp.	7/27/88	GC/ECD	N/A
Fluvalinate (Spur)	Suelo	423516-01	Sandoz-Agro, Inc.	02/01/1991	GC/ECD	0.004 PPM
Folpet	Suelo	421220-28	Makhteshim-Agan Inc.	09/05/1991	GC/ECD	0.05 PPM
Folpet	Avocados	FP/15/91	Analyst Ltd.	06/04/1996	GC/ECD	0.05 PPM
Folpet	Lechuga	FP/15/91	Analyst Ltd.	06/04/1996	GC/ECD	0.05 PPM
Folpet	Tomates	FP/15/91	Analyst Ltd.	06/04/1996	GC/ECD	0.05 PPM
Folpet	Tomates	FP/15/91	Analyst Ltd.	06/04/1996	GC/ECD	0.05 PPM
Fomesafen	Suelo	406444-01	ICI Americas Inc.	6/27/88	HPLC/UV	0.01 PPM
Fomesafen	Agua	450482-03	Zeneca Ag. Products	5/27/99	HPLC/UV	0.01 PPM
Fomesafen	Agua/Suelo	450482-01	Zeneca Ag. Products	2/26/99	HPLC/UV	1 PPB / 10 PPB
Fomesafen	Habas de Soja	GAM-RM-001 / 86	ICI Americas	10/01/1986	HPLC/UV	N/A
Fonofos	Agua	440062-01	Zeneca Ag. Products	4/30/96	GC/MS	0.1 PPB
Fonofos (Dyfonate)	Suelo	413087-01	Zeneca Ag. Company	11/01/1987	GC/MS	0.01 PPM
Fonofos (Dyfonate)	Agua	440062-00/01	Zeneca Ag. Products	4/30/96	GC/MS	0.1 PPB
Fosamine Ammonium	Suelo	40955701	E I Dupont De Nemours	02/08/1988	LC/MS	0.05 PPM
Fosamine Ammonium	Suelo	409557-01	Dupont Ag. Products	02/08/1988	LC/MS	0.05 PPM
Fosetyl-Al	Lúpulo Fresco	163	Rhone-Poulenc	01/05/1983	GC/FPD	N/A
Fosetyl-Al	Lúpulo Seco	163	Rhone-Poulenc	01/05/1983	GC/FPD	N/A
Fosetyl-Al	Naranjas	163	Rhone-Poulenc	01/05/1983	GC/FPD	N/A
Genesis	Forraje de trigo	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	1 PPB
Genesis	Balas de Trigo	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	0.01 PPM
Genesis	Balas de Trigo	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	0.01 PPM
Genesis	Forraje de trigo	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	0.01 PPM
Genesis	Trigo en Grano	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	0.01 PPM
Genesis	Trigo en Grano	93-97-R-1	Monsanto	2/17/93	GC/ECD	0.05 PPM
Genesis	Balas de Trigo	RES-053-93	Monsanto	01/05/1993	GC/ECD	N/A
Genesis	Forraje de trigo	RES-053-93	Monsanto	01/05/1993	GC/ECD	N/A
Genesis	Trigo en Grano	RES-053-93	Monsanto	01/05/1993	GC/ECD	N/A
Gentamicin Sulfate C1	Peras	408311	ABC Labs, Inc.	N/A	HPLC/FLD	0.005 PPM
Gentamicin Sulfate C1a	Peras	408311	ABC Labs, Inc.	N/A	HPLC/FLD	0.005 PPM
Gentamicin Sulfate C2a/C2	Peras	408311	ABC Labs, Inc.	N/A	HPLC/FLD	0.01 PPM
Glufosinate	Suelo	437669-15	Agroevo Usa	6/28/95	GC/FPD	0.01 PPM
Glufosinate	Suelo	413231-23	Hoechst Celanese Corp	05/01/1989	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate	Suelo	419201-06	Hoechst-Celanese Corp	8/13/90	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium	Almond Carne	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium	Cáscara de Almendra	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium	Raíces de Remolacha	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium	Semilla de Colza	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium	Carne	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Forraje de Maíz	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Forraje de Maíz	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Habas de Soja	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Hígado	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Huevos	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Leche	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Maíz en Grano	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium	Manzanas	HRAV-5A	Hoechst - Roussel Agri - Vet	4/20/89	GC/FPD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Glufosinate - ammonium	Uvas	HRAV-5A	Hoechst - Roussel Agri - Vet	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - 3-MP acid	Raíces de Remolacha	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium (M) - 3-MP acid	Semilla de Colza	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Almond Carne	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Cáscara de Almendra	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Carne	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Forraje de Maíz	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Forraje de Maíz	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Habas de Soja	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Hígado	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Huevos	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Leche	Pan-Ag No. 92095	Pan - Agricultural Labs	09/10/1992	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Maíz en Grano	HRAV-5A	Hoechst - Celanese	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Manzanas	HRAV-5A	Hoechst - Roussel Agri - Vet	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - HOE-061517	Uvas	HRAV-5A	Hoechst - Roussel Agri - Vet	4/20/89	GC/FPD	N/A
Glufosinate - ammonium (M) - N-acetyl glufosinate	Raíces de Remolacha	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glufosinate - ammonium (M) - N-acetyl glufosinate	Semilla de Colza	BK/01/99	Xenos Labs	11/12/1999	GC/FPD	0.05 PPM
Glutaraldehyde (Divosan)		441098-10	Wildlife International	12/15/95	Electrodo Yodo	2.5 PPM
Glyphosate	Agua	408816-01	Monsanto Co	08/01/1987	HPLC/FLD	0.001 PPM
Glyphosate	Suelo	427650-01	Monsanto	04/01/1993	HPLC/FLD	0.05 PPM
Glyphosate (Trimethylsulfonium Cation)	Suelo	443265-07	Zeneca Ag Products	2/28/94	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate (Trimethylsulfonium Cation)	Suelo	443265-07	Zeneca Ag. Products	2/28/94	GC/FPD	0.05 PPM
Glyphosate - trimesium	Huevos	RR93-104B	Zeneca	12/28/93	GC/MS	0.006 PPM
Glyphosate - trimesium	Leche	RR93-104B	Zeneca	12/28/93	GC/MS	0.006 PPM
Glyphosate - trimesium	Forraje de Maíz	RR93-105B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Maíz en Grano	RR-93-105B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Naranjas	RR93-105B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Pecanas	RR-93-105B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Semillas de Soja	RR93-105B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Grasa de Buey	RR93-104B	Zeneca	12/28/93	GC/MS	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Hígado de Buey	RR93-104B	Zeneca	12/28/93	GC/MS	0.01 PPM
Glyphosate - trimesium	Ciruelas	Gly - 92 - AM - 04	Zeneca Ag Prod.	04/02/1993	GC/MS	0.05 PPM
Glyphosate - trimesium	Melocotones	Gly - 92 - AM - 04	Zeneca Ag Prod.	04/02/1993	GC/MS	0.05 PPM
Glyphosate - trimesium	Pecanas	Gly - 92 - AM - 04	Zeneca Ag Prod.	04/02/1993	GC/MS	0.05 PPM
Glyphosate (Touchdown, PMG)	Suelo	443265-06	Zeneca Ag Products	1/21/94	GC/MS	0.05 PPM
Glyphosate Acid (PMG, N-(phosphonomethyl) glycine)	Suelo	443206-50	Zeneca Ag	6/24/96	GC/MS	0.05 PPM
Glyphosate Ampa Metab	Suelo	152205	Monsanto Co	08/01/1982	HPLC/FLD	0.05 PPM
Glyphosate and Ampa Metab.	Suelo	408816-01	Monsanto Co	08/01/1987	HPLC/FLD	0.05 PPM
Glyphosate-TMS	Grasa de Buey	RR93-100B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.005 PPM
Glyphosate-TMS	Hígado de Buey	RR93-100B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate-TMS	Huevos	RR93-100B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Glyphosate-TMS	Leche	RR93-100B	Zeneca	12/30/93	GC/FPD	0.01 PPM
Halofenozide (RH-0345)	Suelo	443527-02	American Cyanamid Co	04/09/1997	GC/NPD	10 PPB
Halofenozide (RH-0345, Cl290,816)	Suelo	443527-03	American Cyanamid Co	04/09/1997	GC/NPD	10 PPB
Halosulfuron - methyl	Hígado	RES - 046 - 93	Monsanto	N/A	GC/ECD	0.005 PPM
Halosulfuron - methyl	Leche	RES - 046 - 93	Monsanto	N/A	GC/ECD	0.005 PPM
Halosulfuron - methyl	Almendras	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Caña de Azúcar	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Maíz en Grano de Campo	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Milo en Grano	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Paja de Arroz	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Subproductos de Algodonera	RES - 109 - 97 - 4	Monsanto	12/16/97	GC/NPD	0.015 PPM
Halosulfuron - methyl	Forraje de Maíz	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A
Halosulfuron - methyl	Forraje de Maíz	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A
Halosulfuron - methyl	Maíz en Grano	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A
Halosulfuron - methyl (M) - MON 5783	Forraje de Maíz	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A
Halosulfuron - methyl (M) - MON 5783	Forraje de Maíz	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Halosulfuron - methyl (M) - MON 5783	Maíz en Grano	MSL-12126	Monsanto	8/18/92	GC/ECD	N/A
Hexazinone	Suelo	423792-01	E.I. Dupont De Nemours & Co.	9/27/91	GC/MS	0.01 PPM
Hexythiazox	Lúpulo	BASF 95/11149	BASF	01/12/1995	GC/NPD	0.25 PPM
Hexythiazox	Manzanas	AMR-985-87	Dupont	11/12/1987	HPLC/UV	N/A
Hexythiazox (M) - PT 1-2	Manzanas	AMR-985-87	Dupont	11/12/1987	HPLC/UV	N/A
Hexythiazox (M) - PT 1-3	Lúpulo	BASF 95/11149	BASF	01/12/1995	GC/NPD	0.25 PPM
Hexythiazox (M) - PT 1-8	Lúpulo	BASF 95/11149	BASF	01/12/1995	GC/NPD	0.25 PPM
Hexythiazox (M) - PT 1-9	Lúpulo	BASF 95/11149	BASF	01/12/1995	GC/NPD	0.25 PPM
Hexythiazox (M) - PT-1-4	Manzanas	AMR-985-87	Dupont	11/12/1987	HPLC/UV	N/A
Hexythiazox (M) - PT-1-8	Manzanas	AMR-985-87	Dupont	11/12/1987	HPLC/UV	N/A
Hydramethylnon (Amdro)	Suelo	432931-01	American Cyanamid	6/14/94	HPLC/UV	10 PPB
Hydramethylnon (Amdro)	Suelo	432931-02	American Cyanamid Co	6/14/94	HPLC/UV	10 PPB
Hydramethylnon (Amdro)	Suelo	433452-01	American Cyanamid Co.	3/15/94	HPLC/UV	10 PPB
Hydramethylnon (Amdro)	Suelo	436367-01	American Cyanamid Co	05/02/1995	HPLC/FLD	N/A
Imazalil	Plátano	R23 979/30	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil	Hígado	R23 979/32	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil	Leche	R23 979/32	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil	Naranjas	R23 979/30	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil (M) - R14821	Hígado	R23 979/32	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil (M) - R14821	Leche	R23 979/32	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazalil (M) - R14821	Naranjas	R23 979/30	Janssen Research	01/06/1992	GC/ECD	N/A
Imazamethabenz - methyl	Balas de Trigo	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	1.0 PPB
Imazamethabenz - methyl	Balas de Trigo	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz - methyl	Semillas de Girasol	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz - methyl	Trigo en Grano	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz - methyl (M) - CL263,840	Balas de Trigo	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	1.0 PPB
Imazamethabenz - methyl (M) - CL263,840	Balas de Trigo	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz - methyl (M) - CL263,840	Semillas de Girasol	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz - methyl (M) - CL263,840	Trigo en Grano	M-1761	American Cyanamid	8/17/87	GC/NPD	N/A
Imazamethabenz-Methyl	Suelo	416275-01	American Cyanimid	01/10/1990	HPLC/UV	0.01 PPM
Imazamethabenz-Methyl (Cadre)	Suelo	NO MRID	American Cyanamid Research			
Imazamox	Habas de Soja	M2248.01	American Cyanamid	2/24/94	HPLC/MS	0.05 PPM
Imazamox	Habas de Soja	M2248.01	American Cyanamid	2/24/94	HPLC/UV	0.05 PPM
Imazamox (CI354,825, Rapture)	Suelo	738762-29	American Cyanamid Co.	8/21/95	HPLC/UV	5 PPB
Imazamox (CL299, 263, Rapture)	Suelo	438762-29	American Cyanamid Co.	01/01/1995	HPLC/UV	5 PPB
Imazapyr	Forraje de Maíz	M2468 (RES95-080)	American Cyanamid	17/06/1905	GC/MS	0.006 PPM
Imazapyr	Maíz en Grano	M2468 (RES95-080)	American Cyanamid	17/06/1905	GC/MS	0.009 PPM
Imazapyr	Forraje de Maíz	M2468 (RES95-080)	American Cyanamid	17/06/1905	GC/MS	0.01 PPM
Imazapyr	Forraje de Maíz	M2657	American Cyanamid	6/30/96	CE/UV	0.05 PPM
Imazapyr	Forraje de Maíz	M2657	American Cyanamid	6/30/96	CE/UV	0.05 PPM
Imazapyr	Maíz en Grano	M2657	American Cyanamid	6/30/96	CE/UV	0.05 PPM
Imazapyr (Arsenal)	Suelo	418915-01	American Cyanimid Co.	10/01/1989	HPLC/UV	5 PPB
Imazapyr (Arsenal)	Agua	418915-01	American Cyanimid Co.	10/01/1989	HPLC/UV	5 PPB
Imazaquin	Forraje de Maíz	M2124	American Cyanamid	03/04/1992	HPLC/UV	0.05 PPM
Imazaquin	Maíz en Grano	M2124	American Cyanamid	03/04/1992	HPLC/UV	0.05 PPM
Imazaquin	Rastrojos de Maíz	M2124	American Cyanamid	03/04/1992	HPLC/UV	0.05 PPM
Imazaquin	Suelo	430198-01	American Cyanimid Co.	06/01/1993	HPLC/UV	5 PPB
Imazaquin	Habas de Soja	M-1410	American Cyanamid	3/20/84	GC/NPD	N/A
Imazaquin (Scepter)	Suelo	400968-02/430198-01	America Cyanamid	05/01/1986	HPLC/UV	5 PPB
Imazethapyr	Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr	Cáscaras de Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr	Cáscaras de Cacahuetes	N/A	American Cyanamid	N/A	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr	Nueces	N/A	American Cyanamid	N/A	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr	Habas de Soja	M-1586	American Cyanamid	9/25/85	GC/NPD	0.1 PPM
Imazethapyr	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	CE/UV	0.5 PPB
Imazethapyr	Suelo	404294-10	American Cyanimid	10/30/87	HPLC/UV	5 PPB
Imazethapyr	Suelo	404294-11	American Cyanimid	9/15/87	HPLC/UV	5 PPB

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Imazethapyr	Forraje de Maíz	SOP-M81	American Cyanamid	02/08/1990	GC/NPD	N/A
Imazethapyr	Maíz en Grano	SOP-M81	American Cyanamid	02/08/1990	GC/NPD	N/A
Imazethapyr	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	HPLC/MS	N/A
Imazethapyr (CL 263, 222)	Suelo	NO MRID	American Cyanamid Company	1/31/92	HPLC/UV	5 PPB
Imazethapyr (CL263499)	Suelo	448651-03	American Cyanamid Co.	11/05/1997	CE/UV	1 PPB
Imazethapyr (M) - CL 182,704 Glucose Conjugate	Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL 182,704 Glucose Conjugate	Cáscaras de Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL 288,511	Forraje de Maíz	SOP-M81	American Cyanamid	02/08/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL 288,511	Maíz en Grano	SOP-M81	American Cyanamid	02/08/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL 288,511 - Hydroxy	Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL 288,511 - Hydroxy	Cáscaras de Cacahuetes	M1908.01	American Cyanamid	2/21/90	GC/NPD	0.05 PPM
Imazethapyr (M) - CL182,704	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	CE/UV	0.5 PPB
Imazethapyr (M) - CL288,511	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	CE/UV	0.5 PPB
Imazethapyr (M) - Glucose Conjugate Metabolite	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	HPLC/MS	N/A
Imazethapyr (M) - Hydroxy Metabolite	Alfalfa	M2261	American Cyanamid	9/16/93	HPLC/MS	N/A
Imidacloprid	Suelo	422563-79	Mobay Corp	12/12/1991	HPLC/UV	0.01 PPM
Imidacloprid	Suelo	422563-80	Mobay Corp	12/19/91	HPLC/UV	0.01 PPM
Imidacloprid	Suelo	422563-84	Mobay Corp	12/11/1991	HPLC/UV	0.01 PPM
Imidacloprid	Suelo	422563-85	Mobay Corp	11/05/1991	HPLC/UV	0.01 PPM
Imidacloprid	Agua	431432-02	Mobay (Bayer)	2/23/94	GC/MS	0.05 PPM
Imidacloprid	Agua	431432-05	Miles Inc.	2/28/94	GC/MS	N/A
Imidacloprid	Agua		Miles, Inc.			
Imidacloprid (NTN 33893)	Agua	106637	Miles Inc.	11/27/91	HPLC/UV	
Iprodione	Leche	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.01 PPM
Iprodione	Suelo	418774-01	Rhone-Poulenc Ag	05/06/1991	GC/ECD	0.01 PPM
Iprodione	Hígado de Ganado	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.02 PPM
Iprodione	Semillas de Algodón	EC-94-288	Rhone-Poulenc	7/15/94	GC/ECD	0.025 PPM
Iprodione	Agua	419836-01	Rhone-Poulenc Ag Co.	9/25/90	HPLC/UV	1 PPB
Iprodione	Suelo	437183-01	Rhone-Poulenc Ag Co	6/22/95	LC/MS/MS	10 PPB
Iprodione	Sedimento	419836-01	Rhone-Poulenc Ag Co.	9/25/90	HPLC/UV	20 PPB
Iprodione - RP-30228 Isomer	Semillas de Algodón	EC-94-288	Rhone-Poulenc	7/15/94	GC/ECD	0.025 PPM
Iprodione (M) - RP-32490	Hígado de Ganado	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.01 PPM
Iprodione (M) - RP-32490	Leche	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.01 PPM
Iprodione (M) - RP-32490	Semillas de Algodón	EC-94-288	Rhone-Poulenc	7/15/94	GC/ECD	0.025 PPM
Iprodione (M) - RP-36114	Leche	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.01 PPM
Iprodione (M) - RP-36114	Hígado de Ganado	Method # 159	Rhone-Poulenc	01/12/1981	GC/ECD	0.02 PPM
Iprodione and Metabolites	Agua	437183-01	Rhone-Poulenc Ag Co	10/01/1992	HPLC/UV	0.01 PPM
Iprodione and Metabolites	Agua	452392-03	Rhone-Poulenc Ag Co	6/22/99	LC/MS/MS	50 PPT
Isofenphos	Suelo	423473-03/-04	Miles Inc.	05/01/1992	GC/FPD	0.01 PPM
Isoxaben	Suelo	400595-08	Elanco Products Co	12/01/1986	HPLC/UV	0.005 PPM
Isoxaben	Suelo	405321-02	Elanco Products Co	2/23/88	HPLC/UV	0.005 PPM
Isoxaflutole	Forraje de Maíz	6224-215	Hazelton	12/30/94	GC/MS	0.001 PPM
Isoxaflutole	Forraje de Maíz	6224-215	Hazelton	12/30/94	GC/MS	0.001 PPM
Isoxaflutole	Maíz en Grano	6224-215	Hazelton	12/30/94	GC/MS	0.001 PPM
Isoxaflutole	Suelo	448305-03	Rhone-Poulenc Ag Company	2/26/99	LC/MS/MS	0.4 PPB
Isoxaflutole	Suelo	448305-04	Rhone-Poulenc Ag Company	4/29/99	LC/MS/MS	0.4 PPB
Isoxaflutole	Leche	File no. 45171	Rhone-Poulenc	11/05/1996	HPLC/UV	0.01 PPM
Isoxaflutole	Riñones de Buey	File no. 45171	Rhone-Poulenc	11/05/1996	HPLC/UV	0.2 PPM
Isoxaflutole	Suelo	439048-40	Rhone-Poulenc Ag. Co.	12/07/1995	HPLC/UV	10 PPB
Isoxaflutole	Suelo	439048-41	Rhone Poulenc Ag	12/07/1995	HPLC/UV	10 PPB
Isoxaflutole	Agua	448305-01	Rhone-Poulenc Ag Company	2/18/99	LC/MS/MS	10 PPT
Isoxaflutole	Agua	448305-02	Rhone-Poulenc Ag Company	4/29/99	LC/MS/MS	10 PPT
Isoxaflutole (M) - RPA 202248	Maíz en Grano	6224-215	Hazelton	12/30/94	GC/MS	0.001 PPM
Isoxaflutole (M) - RPA 202248	Leche	File no. 45171	Rhone-Poulenc	11/05/1996	HPLC/UV	0.01 PPM
Isoxaflutole (M) - RPA 202248	Riñones de Buey	File no. 45171	Rhone-Poulenc	11/05/1996	HPLC/UV	0.2 PPM
Isoxaflutole (M) - RPA 203328	Maíz en Grano	6224-215	Hazelton	12/30/94	GC/MS	0.001 PPM
Kresoxim Methyl (BAS490 F)	Suelo	443410-35	BASF Corp.	10/10/1996	LC/MS/MS	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Kresoxim Methyl (BAS490 F)	Suelo	443410-36	BASF Corp.	10/29/96	LC/MS/MS	0.01 PPM
Kresoxim Methyl (BAS490 F)	Suelo	443410-25	BASF Corp.	9/26/96	GC/ECD	0.5 PPM
Kresoxim Methyl (BAS490 F)	Suelo	443410-26	BASF Corp.	9/24/96	GC/ECD	0.5 PPM
Kresoxim Methyl (BAS490 F)	Agua	443410-15	BASF Corp.	01/08/1993	GC/ECD	25 PPB
Kresoxim-methyl	Manzanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl	Pecanas	350/3	BASF	11/04/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl	Uvas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-1	Manzanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-1	Pecanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-1	Uvas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-2	Manzanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-2	Pecanas	350/3	BASF	6/24/96	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-2	Uvas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-9	Manzanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-9	Pecanas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BASF Kresoxym 490-9	Uvas	350/3	BASF	01/11/1996	HPLC/Conm. Col.	0.05 PPM
Kresoxim-methyl (M) - BF490-1	Riñones de Buey	354/2	BASF	01/09/1996	HPLC/Conm. Col.	N/A
Lactofen	Cacahuetes	RM-280	Valent	9/15/94	GC/	0.01 PPM
Lactofen	Semillas de Algodón	RM-280	Valent	9/15/94	GC/	0.01 PPM
Lactofen	Habas de Soja	BR-24107	PPG	03/04/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Lactofen	Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen	Cáscaras de Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen	Semillas de Algodón	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M)	Cacahuetes	RM-280	Valent	9/15/94	GC/	0.01 PPM
Lactofen (M)	Semillas de Algodón	RM-280	Valent	9/15/94	GC/	0.01 PPM
Lactofen (M) - PPG-1576	Habas de Soja	BR-24107	PPG	03/04/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Lactofen (M) - PPG-1576	Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-1576	Cáscaras de Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-1576	Semillas de Algodón	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-2597	Habas de Soja	BR-24107	PPG	03/04/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Lactofen (M) - PPG-2597	Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.05 PPM
Lactofen (M) - PPG-2597	Cáscaras de Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.05 PPM
Lactofen (M) - PPG-2597	Semillas de Algodón	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.05 PPM
Lactofen (M) - PPG-847	Habas de Soja	BR-24107	PPG	03/04/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Lactofen (M) - PPG-847	Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-847	Cáscaras de Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-847	Semillas de Algodón	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-947	Habas de Soja	BR-24107	PPG	03/04/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Lactofen (M) - PPG-947	Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-947	Cáscaras de Cacahuetes	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Lactofen (M) - PPG-947	Semillas de Algodón	RM-28D	Valent	03/09/1993	GC/ECD	0.025 PPM
lambda-Cyhalothrin	Habas de Soja	No. 81	ICI Americas	12/19/85	GC/ECD	0.005 PPM
lambda-Cyhalothrin	Hígado	No. 81	ICI Americas	12/19/85	GC/ECD	0.005 PPM
lambda-Cyhalothrin	Leche	No. 81	ICI Americas	12/19/85	GC/ECD	0.005 PPM
Lambda-Cyhalothrin (Karate)	Suelo	405159-01	ICI Americas, Inc.	09/01/1989	GC/ECD	0.2 PPB
Lambda-Cyhalothrin (Karate)	Agua	405159-01	ICI Americas, Inc.	09/01/1989	GC/ECD	1 PPT
Linuron	Suelo	434759-01	E I Du Pont De Nemours	11/29/90	GC/ECD	0.01 PPM
Linuron	Suelo	433562-01	E I Du Pont De Nemours	8/30/94	GC/NPD	0.01 PPM
Linuron	Suelo	417342-01/02	E I Du Pont De Nemours	11/29/90	HPLC/UV	0.01 PPM
Linuron	Suelo	4244228-01	E I Du Pont De Nemours	7/30/92	HPLC/UV	0.01 PPM
Linuron	Espárragos	N/A	State of Calif.	5/14/80	GC/Hall	0.5 PPB
Linuron	Apio	N/A	State of Calif.	5/14/80	GC/Hall	3.0
Malathion	Suelo	417277-01	American Cyanamid	08/01/1989	GC/FPD	0.01 PPM
Malathion	Agua	420584-01	American Cyanamid	10/02/1991	GC/FPD	0.01 PPM
Malathion	Semillas de Algodón	ENC-22/94	En-Cas	2/15/95	GC/FPD	0.05 PPM
Malathion (M) - Malaoxon	Naranjas	ENC-4/93	En-Cas	10/15/93	GC/FPD	0.01 PPM
Malathion (M) - Malaoxon	Semillas de Algodón	ENC-22/94	En-Cas	2/15/95	GC/FPD	0.05 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Maleic Hydrazide	Suelo	426933-01	Uniroyal Chemical Co	02/01/1993	HPLC/ELCD	0.01 PPM
Maleic Hydrazide	Suelo	427369-01	Uniroyal Chemical Co	04/06/1993	HPLC/ELCD	0.01 PPM
Maleic Hydrazide	Suelo	427448-01	Uniroyal Chemical Co	04/01/1997	HPLC/ELCD	0.01 PPM
Maleic Hydrazide	Agua	NO MRID	Uniroyal Chemical Co	7/20/99	HPLC/ELCD	0.1 PPB
Maleic Hydrazide	Suelo	447125-01	Uniroyal Chemical Co.	10/19/98	HPLC/ELCD	10 PPB
Maleic Hydrazide	Suelo	400348-02	Uniroyal Crop Protection	12/01/1986	HPLC/ELCD	50 PPB
Maleic Hydrazide Technical	Agua	449000-01	Uniroyal Chemical Company, Inc.	7/20/99	HPLC/ELCD	0.1 PPM
Mancozeb (Ethylenethiourea, Etu)	Agua	448804-01	Rohm + Haas	7/14/99	LC/MS/MS	0.1 PPB
Maneb	Suelo	417430-02	Atochem North America	11/06/1990	GC/FPD	0.01 PPM
Maneb	Suelo	417430-01	Atochem North America	11/06/1990	GC/FPD	0.05 PPM
MCP (MCP-Ester)	Suelo	421341-01	Dow Chem Co	3/25/91	GC/ECD	0.08 PPM
MCPA	Suelo	421340-01	Dow Elanco	3/25/91	GC/ECD	0.05 PPM
MCPA	Agua	441927-01	Wildlife International Ltd.	12/06/1996	GC/MS	1.0 PPB
MCPA	Suelo	412485-01	Dow Chem Co	05/05/1987	GC/ECD	N/A
Mecoprop (MCP)	Suelo	400535-02	W R Laudis Ass. Inc	01/12/1987	HPLC/UV	0.05 PPM
Mecoprop (MCP)	Suelo	400535-01	TPH Committee	01/01/1987	HPLC/UV	0.05 PPM
Mepiquat Chloride	Suelo	423533-01	BasfÂ Corp	06/01/1992	IC	0.01 PPM
Metalaxyl	Suelo	417650-02	Ciba Geigy Corp	1/23/91	GC/NPD	0.02 PPM
Metalaxyl	Suelo	409854-01	Ciba-Geigy Corp	7/15/88	GC/NPD	0.025 PPM
Metalaxyl	Agua	422598-03	Ciba Geigy Corp	11/21/91	GC/NPD	1 PPB
Metalaxyl	Agua	422598-04	Ciba Geigy Corp	1/21/92	GC/NPD	1 PPB
Metalaxyl	Cacahuetes	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl	Heno de Cacahuete	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl	Hígado	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl	Leche	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl	Semillas de Algodón	AG-348	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 107955	Cacahuetes	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 107955	Heno de Cacahuete	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 107955	Hígado	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 107955	Leche	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 107955	Semillas de Algodón	AG-348	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 62826	Cacahuetes	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 62826	Heno de Cacahuete	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 62826	Hígado	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 62826	Leche	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 62826	Semillas de Algodón	AG-348	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 6769	Hígado	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 6769	Leche	AG-349	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 6769	Semillas de Algodón	AG-348	Ciba-Geigy	11/25/80	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 67869	Cacahuetes	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 67869	Heno de Cacahuete	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 94689	Cacahuetes	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl (M) - CGA 94689	Heno de Cacahuete	AG-395	Ciba-Geigy	12/07/1982	GC/NPD	N/A
Metalaxyl and Acid Metabolite	Agua	422598-04	Ciba Geigy Corp	01/01/1992	GC/NPD	N/A
Metalddehyde	Suelo	422870-01	En-Cas Analytical Lab	4/14/92	GC/NPD	0.02 PPM
Methidathion	Maíz en Grano	423/AG-477A	Ciba-Geigy	5/14/86	GC/NPD	0.05 PPM
Methidathion	Forraje de Maíz	423/AG-477A	Ciba-Geigy	5/14/86	GC/NPD	1.0 PPB
Methidathion	Carne	AG-334	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion	Leche	AG-335	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-13007	Maíz en Grano	423/AG-477A	Ciba-Geigy	5/14/86	GC/NPD	0.05 PPM
Methidathion (M) - GS-13007	Forraje de Maíz	423/AG-477A	Ciba-Geigy	5/14/86	GC/NPD	1.0 PPB
Methidathion (M) - GS-13007	Carne	AG-334	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-13007	Leche	AG-335	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-28369	Carne	AG-334	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-28369	Leche	AG-335	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-28370	Carne	AG-334	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A
Methidathion (M) - GS-28370	Leche	AG-335	Ciba-Geigy	01/09/1979	GC/FPD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Methidathion and Metab.	Suelo	41924401	Ciba Geigy	01/01/1988	GC/NPD	0.01 PPM
Methidathion and Metab.	Suelo	42048401	Ciba Geigy	05/01/1991	GC/NPD	0.01 PPM
Methiocarb	Suelo	409948-01	Mobay Corp	1/25/89	GC/FPD	0.02 PPM
Methomyl	Heno de Sorgo	AMR 3015-94	Dupont	10/13/94	HPLC/FLD	0.02 PPM
Methomyl	Hojas de Remolacha	AMR 3015-94	Dupont	10/13/94	HPLC/FLD	0.02 PPM
Methomyl	Semilla seca de Guisante	AMR 3015-94	Dupont	10/13/94	HPLC/FLD	0.02 PPM
Methomyl	Suelo	416239-01	Dupont Ag. Products	11/10/1989	HPLC/UV	0.02 PPM
Methomyl	Suelo	422880-01	Dupont Ag. Products	11/27/91	HPLC/UV	0.02 PPM
Methomyl	Agua	431174-01	E.I. Dupont De Nemours & Co.	11/12/1993	Inmunoensayo	0.2 PPB
Methomyl	Agua	431174-02	E.I. Dupont De Nemours & Co.	02/01/1994	Inmunoensayo	0.2 PPB
Methomyl	Suelo	431174-01	E.I. Dupont De Nemours & Co.	11/12/1993	Inmunoensayo	10 PPB
Methomyl	Suelo	431174-02	E.I. Dupont De Nemours & Co.	02/01/1994	Inmunoensayo	10 PPB
Methoxyfenozide (RH-2485)	Suelo	446178-23	Rhohm and Haas Co.	06/12/1998	HPLC/UV	0.01 PPM
Methoxyfenozide (RH-2485)	Agua	446178-24	Rhohm and Haas Co.	05/05/1998	HPLC/UV	0.10 PPB
Methyl Parathion	Agua	414810-03	A/S Cheminova	01/12/1990	GC/NPD	0.01 PPM
Methyl Parathion	Suelo	414810-03	A/S Cheminova	01/01/1990	HPLC/UV	10 PPB
Methyl Parathion	Cosechas	417525-03	Analytical Bio-Chemistry Lab	11/09/1990	GC/NPD	N/A
Metiram Metabolite	Suelo	414408-01	BASF Corp.	02/01/1990	GC	0.05 PPM
Metolachlor	Suelo	413594-05	Ciba-Geigy	11/01/1989	GC/MS	0.05 PPM
Metolachlor	Suelo	43098-05	Ciba Geigy Corp	11/01/1989	GC/MS	
Metolachlor and Metab.	Suelo	41309805	Ciba Geigy	11/01/1989	GC/NPD	0.05 PPM
Metribuzin	Suelo	106805	Monsanto Co	10/01/1975	GC/ECD	0.05 PPM
Metribuzin	Suelo	101533	Monsanto Co	02/01/1982	GC/ELCD	0.05 PPM
Metribuzin Metabolites	Agua	45277		06/01/1974	Ionización He	6 PPB
Metsulfuron - Methyl (Harmony)	Suelo	418217-01	E.I. Dupont	11/17/98	HPLC/UV	
Metsulfuron-methyl	Balas de Trigo	AMR-104-82	Dupont	11/26/84	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl	Forraje de trigo	AMR-104-82	Dupont	11/26/84	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl	Hígado	AMR-438-85	Dupont	Not Stated	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl	Leche	AMR-438-85	Dupont	Not Stated	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl	Trigo en Grano	AMR-104-82	Dupont	11/26/84	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A	Balas de Trigo	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A	Forraje de trigo	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A	Trigo en Grano	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A-1	Balas de Trigo	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A-1	Forraje de trigo	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Metsulfuron-methyl (M) - A-1	Trigo en Grano	AMR-238-84	Dupont	5/13/85	HPLC/UV	N/A
Mevinphos	Suelo	417603-01		12/01/1990	GC/FPD	0.01 PPM
Mevinphos	Suelo	418841-01	Amvac Chemical Corp.			
MGK 326	Agua	415253-01	Mclaughlin Gormley King Co.	4/30/90	HPLC/UV	0.10PPM
Monocrotophos	Habas de Soja	PMS-G-902/66	Shell Chem. Co.	9/23/66	GC/	N/A
Myclobutanil	Leche	31S-87-02	Rohm & Haas	N/A	GC/ECD	0.05 PPM
Myclobutanil	Manzanas	310-84-27	Rohm & Haas	11/16/84	GC/ECD/NPD	0.5 PPB
Myclobutanil (M) - RH-0294	Leche	31S-87-02	Rohm & Haas	N/A	GC/ECD	0.05 PPM
Myclobutanil (M) - RH-9090	Manzanas	310-84-27	Rohm & Haas	11/16/84	GC/ECD/NPD	0.5 PPB
Myclobutanil (M) - RH-9090	Leche	345-88-15	Rohm & Haas	01/06/1988	GC/ECD	N/A
Myclobutanil (M) - RH-9090	Hígado de Buey	No. 315-87-09	Rohm & Haas	10/30/87	GC/NPD	N/A
Myclobutanil (M) - RH-9090	Leche	No. 315-87-09	Rohm & Haas	10/30/87	GC/NPD	N/A
Naled	Suelo	404941-01	Chevron Chem. Co.	01/01/1988	GC/NPD	0.01 PPM
Naled	Agua	404941-01	Chevron Chem. Co.	01/01/1988	GC/NPD	1 PPB
Naled	Almendras	RM-3G-4	Chevron	5/15/85	GC/NPD	N/A
Naled	Broccoli	RM-3G-4	Chevron	5/15/85	GC/NPD	N/A
Naled	Heno de Alfalfa	RM-3G-4	Chevron	5/15/85	GC/NPD	N/A
Naled	Naranjas	RM-3G-4	Chevron	5/15/85	GC/NPD	N/A
Napropamide	Suelo	415753-03	ICI Americas Inc.	11/01/1988	GC/NPD	0.01 PPM
Napropamide	Suelo	415753-04	ICI Americas Inc.	02/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Napropamide	Suelo	437424-01	Zeneca Inc	7/19/95	GC/NPD	0.01 PPM
Napropamide	Suelo	437424-02	Zeneca Inc.	7/27/95	GC/NPD	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Napropamide	Agua	436595-02	US Geological Survey, Sacramento, Ca	01/01/1994	GC/MS	0.05 PPM
Naptalam	Suelo	413854-03	Uniroyal Chemical Co	12/01/1989	HPLC/FLCD	0.1 PPM
Naptalam	Suelo	400691-01	Uniroyal Chemical Co	01/01/1987	HPLC/ELCD	0.1 PPM
Nicosulfuron	Agua/Suelo	436017-01	E I Dupont	03/09/1995	Inmunoensayo	0.5 PPM
Nicosulfuron	Suelo	436017-01	E I Dupont	03/01/1995	Inmunoensayo	1 PPB
Nitrapyrin	Suelo	403703-01	Dow Chemical	10/01/1987	GC/ECD	0.05 PPM
Nitrapyrin and Metabolite	Suelo	403703-01	Dow Chemical	12/01/1980	GC/ECD	0.05 PPM
Nitrapyrin Metabolite	Suelo	403703-01	Dow Elanco	12/01/1980	GC/ECD	0.05 PPM
Norflurazon	Buey Carne	AM-0875-1092-1	Sandoz Agro, Inc.	9/14/94	GC/ECD	0.01 PPM
Norflurazon	Hígado de Buey	AM-0875-1092-1	Sandoz Agro, Inc.	9/14/94	GC/ECD	0.01 PPM
Norflurazon	Pollo	AM-0875-1092-1	Sandoz Agro, Inc.	9/14/94	GC/ECD	0.01 PPM
Norflurazon	Suelo	407667-01	Sandoz Crop Protection	11/01/1986	GC/ECD	0.01 PPM
Norflurazon	Agua	407667-01	Sandoz Crop Protection	11/01/1986		0.01 PPM
Norflurazon	Cacahuetes	AM-0820	Sandoz	06/09/1988	GC/ECD	0.02 PPM
Norflurazon	Heno de Cacahuete	AM-0820	Sandoz	06/09/1988	GC/ECD	0.08 PPM
Norflurazon (M) - Desmethyl Norflurazon	Cacahuetes	AM-0820	Sandoz	06/09/1988	GC/ECD	0.02 PPM
Norflurazon (M) - Desmethyl Norflurazon	Heno de Cacahuete	AM-0820	Sandoz	06/09/1988	GC/ECD	0.08 PPM
Oryzalin	Suelo	421380-01	Dow Elanco	06/01/1990	GC/ECD	0.01 PPM
Oxadiazon	Suelo	417674-01	Rhone-Poulenc Ag. Co.	8/21/89	GC/NPD	0.01 PPM
Oxadixyl	Lechuga	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxadixyl	Maíz	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxadixyl	Zanahoria	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxadixyl (M) - Oxadixyl M-3	Lechuga	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxadixyl (M) - Oxadixyl M-3	Maíz	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxadixyl (M) - Oxadixyl M-3	Zanahoria	AM-0827-0289-0	Sandoz	1/31/89	GC/NPD	N/A
Oxamyl	Suelo	96622	E.I. Dupont De Nemours	3/28/96	HPLC/UV	
Oxamyl / Methomyl	Agua	14603	E.I. Dupont De Nemours	6/27/91	HPTLC/UV	
Oxydemeton-Methyl	Suelo	414221-01		03/01/1990	GC/NPD	0.01 PPM
Oxydemeton-Methyl	Suelo	414302-02	Bayer Corp.	05/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Oxyfluorfen	Suelo	421423-12	Rohm + Haas	11/16/89	N/A	N/A
Paclobutrazol	Suelo	146597	Bi Zeneca Ag. Products	07/01/1985	GC/NPD	0.5 PPM
Paraquat	Suelo	422174-03	Ici Americas	1/23/96	Espectrofotómetro	0.05 PPM
Paraquat	Carne de Pollo	Residue Method 4B	ICI Americas	01/11/1988	HPLC/UV	N/A
Paraquat	Huevos	Residue Method 4B	ICI Americas	01/11/1988	HPLC/UV	N/A
Paraquat Dichloride	Buey Carne	Study No. 93JH221	Zeneca	01/10/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Paraquat Dichloride	Grasa de Buey	Study No. 93JH221	Zeneca	01/10/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Paraquat Dichloride	Hígado de Buey	Study No. 93JH221	Zeneca	01/10/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Paraquat Dichloride	Huevos	Study No. 93JH221	Zeneca	01/10/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Paraquat Dichloride	Leche	Study No. 93JH221	Zeneca	01/10/1994	HPLC/UV	0.01 PPM
Parathion	Agua	414811-02	Analytical Bio-Chemistry	3/29/90	GC/NPD	0.01 PPM
Parathion and Metab.	Suelo	414811-02	Analytical Biochemistry	03/01/1990	GC/NPD	
Pebulate	Suelo	415568-06	Ici Americas	11/15/89	GC/NPD	0.01 PPM
Pebulate	Suelo	415568-07	Ici Americas	12/01/1987	GC/NPD	0.01 PPM
Pebulate Sulfoxide	Suelo	415568-06	Ici Americas	11/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Pebulate Sulfoxide	Suelo	415568-07	Ici Americas	09/01/1989	GC/NPD	0.01 PPM
Pendimethalin	Suelo	417252-04	American Cyanamid Co.	11/01/1989	GC/NPD	0.05 PPM
Pendimethalin	Agua/Suelo	445276-01	American Cyanamid Co.	5/16/96	GC/NPD	10PPB
Pentachloronitro benzene	Suelo	440677-01	Amvac Chemical	6/24/96	GC/MS	10 PPB
Permethrin (M) - 3-PB acid	Hígado de Ganado	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin (M) - 3-PB acid	Leche	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin (M) - 3-PB alcohol	Habas de Soja	Appendix I	ICI	N/A	GC/ECD	N/A
Permethrin (M) - 3-PB alcohol	Hígado de Ganado	Appendix I	ICI	N/A	GC/ECD	N/A
Permethrin (M) - 3-PB alcohol	Leche	Appendix I	ICI	N/A	GC/ECD	N/A
Permethrin (M) - DCVA-cis	Habas de Soja	M-4329	FMC	1/24/79	GC/ECD	N/A
Permethrin (M) - DCVA-cis	Hígado de Ganado	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin (M) - DCVA-cis	Leche	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin (M) - DCVA-trans	Habas de Soja	M-4329	FMC	1/24/79	GC/ECD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Permethrin (M) - DCVA-trans	Hígado de Ganado	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin (M) - DCVA-trans	Leche	Appendix I	ICI	N/A	GC/MS	N/A
Permethrin, mixed cis, trans	Habas de Soja	TMU0199/76A	ICI	11/29/76	GC/ECD	N/A
Phenmedipham	Suelo	428916-01	Nor-Am Chemical	08/01/1993	HPLC/UV	0.02 PPM
Phenothrin (Sumithrin)	Suelo	428959-01	Sumitomo Chemical Co.	01/01/1990	GC/MS	0.01 PPM
Phenothrin (Sumithrin)	Suelo	428959-02	Sumitomo Chemical Co.	01/01/1990	GC/MS	0.01 PPM
Phorate	Suelo	405865-06	American Cyanamid Co.	04/01/1988	GC/FPD	0.05 PPM
Phorate	Café en Grano	M-684	American Cyanamid	06/01/1976	GC/FPD	N/A
Phosmet	Suelo	414649-01	Ici Americas Co	03/06/1990	GC/NPD	0.01 PPM
Phosphamidon	Suelo	414690-03	Ciba Geigy	1/30/90	GC/FPD	0.05 PPM
Phosphamidon	Suelo	414690-06	Ciba Geigy	3/26/90	GC/FPD	0.05 PPM
Phosphamidon	Suelo	414690-04	Ciba Geigy	4/16/90	GC/FPD	0.05 PPM
Phosphamidon	Suelo	414690-05	Ciba Geigy	3/26/90	GC/FPD	0.05 PPM
Phosphamidon	Lúpulo Seco	None Provided	Morse Lab	Undated	GC/FPD (P)	N/A
Phosphamidon	Lúpulo Verde	None Provided	Morse Lab	Undated	GC/FPD (P)	N/A
Phostebupirim	Forraje de Maíz	100202	Mobay	6/20/90	GC/FPD	0.01 PPM
Phostebupirim	Maíz en Grano	100202	Mobay	6/20/90	GC/FPD	0.01 PPM
Picloram	Agua	425790-03	Dow Elanco	11/25/92	GC/ECD	0.0001 PPM
Picloram	Suelo	425790-01	Dow Elanco	11/24/92	GC/ECD	0.005 PPM
Piperonyl-T-Butoxide	Suelo	420294-01	ABC Laboratories, Inc.			
Piperonyl-T-Butoxide	Agua	420100-05/423741-01	ABC Laboratories, Inc.			
Pirimiphos-methyl	Hígado	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl	Leche	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl	Maíz en Grano	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl (M) - Desethyl	Hígado	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl (M) - Desethyl	Leche	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl (M) - Desethyl	Maíz en Grano	PPRAM-11A	Jealott's Hill Res. Stat.	Not Stated	GC/FPD	N/A
Pirimiphos-methyl (M) - R 35510	Leche	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.1 PPM
Pirimiphos-methyl (M) - R 35510	Hígado de Buey	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.2 PPB
Pirimiphos-methyl (M) - R 35510	Maíz en Grano	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.5 PPB
Pirimiphos-methyl (M) - R 4039	Leche	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.1 PPM
Pirimiphos-methyl (M) - R 4039	Hígado de Buey	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.2 PPB
Pirimiphos-methyl (M) - R 4039	Maíz en Grano	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.5 PPB
Pirimiphos-methyl (M) - R 46382	Leche	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.1 PPM
Pirimiphos-methyl (M) - R 46382	Hígado de Buey	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.2 PPB
Pirimiphos-methyl (M) - R 46382	Maíz en Grano	PRAM # 11A	ICI Americas	8/28/85	GC/MS	0.5 PPB
Prallethrin	Lechuga	P1093036	Biological Test Center	5/24/94	GC/ECD	0.01 PPM
Prallethrin	Carne	P1093036	Biological Test Center	5/24/94	GC/ECD	0.02 PPM
Prallethrin	Harina	P1093036	Biological Test Center	5/24/94	GC/ECD	0.02 PPM
Prallethrin	Mantequilla	P1093036	Biological Test Center	5/24/94	GC/ECD	0.1 PPM
Primisulfuron-Methyl	Agua/Suelo	420401-02	Ciba Geigy Co	9/17/91	LC/MS	0.05 PPM
Primisulfuron-Methyl	Suelo	432632-05	Ciba Geigy	09/10/1992	HPLC/UV	0.4 PPB
Primisulfuron-Methyl and Metabolites	Suelo	420401-02	Ciba Geigy	06/01/1991	LC/MS	0.5 PPB
Prodiamine	Suelo	413594-05	Sandoz	12/01/1988	GC/ECD	0.01 PPM
Prodiamine	Suelo	402293-08	Sandoz Crop Protection	05/04/1976	GC/FID	5 PPM
Prohexadione-Calcium (BAS 125 W)	Suelo	450403-01	BASF Corporation	6/20/97	HPLC/UV	0.01 PPM
Prohexadione-Calcium (BAS 125 W)	Agua	450623-01	BASF Corporation	3/27/97	HPLC/UV	0.05 PPM
Prometryn	Suelo	415464-01	Ciba Geigy	6/15/90	LC/MS/MS	10 PPB
Prometryn and Metabolite	Suelo	415464-01	Ciba Geigy	03/01/1989	GC/FPD	
Prometryn Metabolite	Suelo	415464-01	Ciba Geigy	01/01/1989	HPLC/UV	0.01 PPM
Pronamide	Suelo	409254-01	Craven Lab	10/26/88	GC/ECD	N/A
Propachlor	Forraje de Maíz	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.005 PPM
Propachlor	Huevos	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.005 PPM
Propachlor	Maíz en Grano	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.005 PPM
Propachlor	Suelo	403753-01	Monsanto	09/09/1987	GC/ECD	0.02 PPM
Propachlor	Suelo	435763-01	Monsanto Co	03/01/1995	GC/TSD	0.05 PPM
Propachlor	Suelo	152204	Monsanto Co	01/01/1982	GC/ECD	0.1 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Propachlor	Leche Cruda	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.02 PPM
Propachlor	Músculo de Pollo	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	N/A
Propachlor (M) - CP-118700	Forraje de Maíz	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.005 PPM
Propachlor (M) - CP-118700	Maíz en Grano	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.005 PPM
Propachlor (M) - CP-118700	Huevos	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	0.02 PPM
Propachlor (M) - CP-118700	Leche Cruda	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	N/A
Propachlor (M) - CP-118700	Músculo de Pollo	Report # MSL-12679	Monsanto	01/08/1993	GC/NPD	N/A
Propachlor and Metabolites	Suelo	436763-01		01/01/1993	HPLC/UV	0.05 PPM
Propamocarb hydrochloride	Patatas	XAM-34	Xenos Labs	10/15/96	GC/NPD	0.05 PPM
Propamocarb hydrochloride	Tomates	XAM-34	Xenos Labs	10/15/96	GC/NPD	0.05 PPM
Propanil	Suelo	422004-01	Propanil Task Force	05/01/1991	GC/NPD	0.01 PPM
Propanil	Suelo	422005-01	Propanil Task Force	01/11/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Propanil	Agua	422004-01	Wildlife Int. Ltd.	1/29/92	GC/NPD	0.01 PPM
Propanil	Agua	422005-01	Propanil Task Force	01/11/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Propanil	Suelo	70841	Monsanto Co	01/01/1980	GC/ECD	0.05 PPM
Propargite	Suelo	449686-01	Uniroyal Chemical Co	8/26/99	GC/FPD/FID	0.03 PPM
Propazine (M) - G-28273	Hígado de Buey	AG-281	Ciba-Geigy	03/05/1975	GC/NPD	N/A
Propazine (M) - G-28273	Sorgo en Grano	AG-281	Ciba-Geigy	03/05/1975	GC/NPD	N/A
Propetamphos	Harina	SC900078	Battelle	4/29/1991	GC/MS	0.08 PPM
Propetamphos	Mantequilla	SC900078	Battelle	4/29/1991	GC/MS	0.08 PPM
Propetamphos	Manzanas	SC900078	Battelle	4/29/1991	GC/MS	0.08 PPM
Propetamphos	Leche	Report # 3738/79	Sandoz	11/03/1980	GC/FPD	N/A
Propetamphos	Pan	Report # 3738/79	Sandoz	11/03/1980	GC/FPD	N/A
Propiconazole	Suelo	425605-02	Ciba-Geigy Corp.	11/01/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Propiconazole	Leche Entera	AG-517	Ciba-Geigy	12/08/1986	GC/ECD	0.02 PPM
Propiconazole	Huevos	AG-517	Ciba-Geigy	12/08/1986	GC/ECD	0.05 PPM
Propiconazole	Pecanas	AG-454-A	Ciba-Geigy	12/08/1986	GC/ECD	0.05 PPM
Propiconazole	Trigo en Grano	AG-454-A	Ciba-Geigy	12/08/1986	GC/ECD	0.05 PPM
Propiconazole	Balas de Trigo	AG-454-A	Ciba-Geigy	12/08/1986	GC/ECD	0.1 PPM
Propiconazole	Hígado de Buey	AG-517	Ciba-Geigy	01/09/1987	GC/ECD	0.1 PPM
Propiconazole	Agua	425605-02	Ciba-Geigy Corp.	11/01/1992	GC/NPD	1 PPB
Propiconazole	Agua	425605-02	Ciba Geigy	11/09/1992	GC/NPD	1 PPB
Prosulfuron	Suelo	431593-31	Ciba Geigy	01/12/1994	LC/MS/MS	0.5 PPB
Prosulfuron	Leche	AG-592	Ciba-Geigy	3/31/1992	HPLC/UV	0.005 PPM
Prosulfuron	Forraje de Maíz	AG-590A	Ciba-Geigy	12/15/93	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Forraje de Maíz	AG-590A	Ciba-Geigy	12/15/93	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Forraje de Maíz	AG-590C	Ciba-Geigy	10/03/1995	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Forraje de Maíz	AG-590C	Ciba-Geigy	10/03/1995	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Maíz en Grano	AG-590A	Ciba-Geigy	12/15/93	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Maíz en Grano	AG-590C	Ciba-Geigy	10/03/1995	HPLC/UV	0.01 PPM
Prosulfuron	Grasa de Buey	AG-592	Ciba-Geigy	3/31/1992	HPLC/UV	0.025 PPM
Prosulfuron	Hígado	AG-592	Ciba-Geigy	3/31/1992	HPLC/UV	0.025 PPM
Prosulfuron	Huevos	AG-592	Ciba-Geigy	3/31/1992	HPLC/UV	0.025 PPM
Prosulfuron (Peak)	Agua	433877-23	Ciba-Geigy Corp.	07/03/1994	LC/MS/MS	0.05 PPB
Prosulfuron (Peak)	Suelo	433877-23	Ciba-Geigy Corp.	07/03/1994	LC/MS/MS	0.5 PPB
Pymetrozine	Tomates	AG-643	Ciba-Geigy	3/18/96	HPLC/UV	0.02 PPM
Pymetrozine	Lúpulo	AG-643	Ciba-Geigy	3/18/96	HPLC/UV	0.04 PPM
Pymetrozine	Semillas de Algodón	AG-643	Ciba-Geigy	3/18/96	HPLC/UV	0.04 PPM
Pyrethrin	Agua	438841-02	Pyrethrin Joint Venture	12/19/95	LC/MS/MS	0.0128 PPM
Pyridaben	Leche	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.003 PPM
Pyridaben	Hígado	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.005 PPM
Pyridaben	Naranjas	93102	BASF	04/07/1994	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridaben	Almendras	D9312	BASF	01/04/1994	GC/ECD	0.025 PPM
Pyridaben	Manzanas	D9312	BASF	April 94	GC/ECD	0.003 PPM
Pyridaben (BAS 300 I)	Suelo	444161-01	BASF Corp.	09/08/1997	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridaben (BAS 300 I)	Suelo	441227-03	BASF Corp.	6/24/96	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridaben (BAS 300 I)	Agua	440083-01	BASF Corp.		HPLC/UV	

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Pyridaben (M) - PB-7	Leche	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.003 PPM
Pyridaben (M) - PB-7	Hígado	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridaben (M) - PB-9	Hígado	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridaben (M) - PB-9	Leche	D9405	BASF	03/04/1900	GC/ECD	0.01 PPM
Pyridate	Suelo	422428-04	Agrolinz	03/02/1992	GC/NPD	0.01 PPM
Pyridate	Suelo	422428-04	Agrolinz	1/23/92	HPLC/UV	0.02 PPM
Pyridate	Suelo	422428-05	Agrolinz	04/01/1992	HPLC/UV	0.02 PPM
Pyridate	Suelo	422968-01	Agroline	04/01/1991	HPLC/UV	0.02 PPM
Pyridate	Suelo	422968-01	Agrolinz	4/24/92	HPLC/UV	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Suelo	440369-16	Valent	4/16/96	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Aceite de Naranja	RM-33P-1-3	Valent	11/20/96	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Naranjas	RM-33P-1-3	Valent	11/20/96	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Pulpa de manzana	RM-33P-1-3	Valent	11/20/96	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Semillas de Algodón	RM-33P-2	Valent	5/21/96	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Tomates	RM-33P-9	Valent	09/08/1997	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Nueces	RM-33N-2	Valent	1/14/97	GC/NPD	0.02 PPM
Pyriproxyfen	Hígado	PO594011	McLaughlin Gormley King	10/30/95	GC/NPD	0.08 PPM
Pyriproxyfen	Caramelo	PO594011	McLaughlin Gormley King	10/30/95	HPLC/UV	0.08 PPM
Pyriproxyfen	Harina	PO594011	McLaughlin Gormley King	10/30/95	HPLC/UV	0.08 PPM
Pyriproxyfen	Lechuga	PO594011	McLaughlin Gormley King	10/30/95	HPLC/UV	0.08 PPM
Pyriproxyfen	Mantequilla	PO594011	McLaughlin Gormley King	10/30/95	HPLC/UV	0.08 PPM
Pyriproxyfen	Cáscara de Almendra	RM-33H	Valent	9/17/97	GC/NPD	0.1 PPM
Pyriproxyfen 4'OH	Suelo	440369-17	Valent	4/16/96	HPLC/UV	0.1 PPM
Pyriproxyfen-Sodium	Suelo	443738-05	E I Dupont De Nemours	8/27/97	LC/MS	1 PPB
Pyriproxyfen-sodium	Semillas de Algodón	AMR 2816-93	Dupont	1/28/94	HPLC/UV	0.02 PPM
Pyriproxyfen-Sodium (DPX-PE350, Staple)	Suelo	NO MRID	E.I. Dupont De Nemours & Co.	6/17/92	GC/MS	0.01 PPM
Pyriproxyfen-Sodium (DPX-PE350, Staple)	Agua	433172-14	E.I. Dupont De Nemours & Co.	7/19/94	HPLC/UV	0.3 PPB
Quinclorac	Suelo	422941-11	BASF Corp	10/11/1991	GC/ECD	0.01 PPM
Quinclorac	Suelo	427864-02	BASF Corp	3/19/93	GC/ECD	0.01 PPM
Quinclorac	Suelo	440866-01	BASF Corp.	8/13/96	LC/MS/MS	0.01 PPM
Quinclorac	Suelo	410635-68	BASF Corp	02/01/1989	GC/MS	0.025 PPM
Quinclorac	Suelo	410635-69	BASF Corp	03/01/1989	HPLC/UV	0.05 PPM
Quinclorac	Hígado de Buey	268/1	BASF	04/08/1988	GC/ECD	0.025 PPM
Quinclorac	Hígado de Pollo	268/1	BASF	04/08/1988	GC/ECD	0.05 PPM
Quinclorac	Arroz en Grano	A8902	BASF	01/03/1989	GC/ECD	0.5 PPB
Quinclorac	Paja de Arroz	A8902	BASF	01/03/1989	GC/ECD	1.2 PPB
Quinclorac	Arroz Bran	A8902	BASF	01/03/1989	GC/ECD	1.5 PPB
Quinclorac	Suelo	410635-70	BASF Corp	10/01/1986	GC/ECD	10 PPT
Quinclorac	Huevos	#268/ 268/1	BASF	04/08/1988	GC/ECD	N/A
Quinclorac	Leche	#268/ 268/1	BASF	04/08/1988	GC/ECD	N/A
Quinclorac (BAS514H)	Suelo	440845-04	BASF Corp.	08/07/1996	LC/MS/MS	10 PPB
Quinclorac and Metabolite	Agua	427864-02	BASF Corp	04/01/1993	GC/ECD	1 PPB
Quintozene (PCNB)	Suelo	430615-01	Uniroyal Chemical Co	11/12/1993	GC/ECD	0.005 PPM
Quintozene (PCNB)	Suelo	438874-01	Amvac Chem. Corp.	6/24/96	GC/MS	0.05 PPM
Quintozene (PCNB)	Agua	452286-01	Uniroyal Chemical Co.	01/12/2001	GC/ECD	0.1 PPB
Quintozene (PCNB)	Suelo	446023-01	Uniroyal Chemical Co.	6/16/98	GC/ECD	0.005 PPM
Quizalofop-ethyl	Habas de Soja	AMR-153-83 Rev 3	Dupont	01/01/1987	HPLC/UV	N/A
Quizalofop-ethyl	Hígado	AMR-627-86	Dupont	05/05/1987	HPLC/UV	N/A
Quizalofop-ethyl	Leche	AMR-515-86 Rev A	Dupont	4/13/87	HPLC/UV	N/A
Quizalofop-ethyl (M) - DPX-Y6202 Acid	Habas de Soja	AMR-153-83 Rev 3	Dupont	01/01/1987	HPLC/UV	N/A
Quizalofop-ethyl (M) - DPX-Y6202 Acid	Hígado	AMR-627-86	Dupont	05/05/1987	HPLC/UV	N/A
Quizalofop-ethyl (M) - DPX-Y6202 Acid	Leche	AMR-515-86 Rev A	Dupont	4/13/87	HPLC/UV	N/A
Resmethrin	Leche	1047 Revised	Penick	09/09/1982	GC/FID	N/A
Resmethrin	Pan	1047 Revised	Penick	09/09/1982	GC/FID	N/A
Rimsulfuron	Agua	436017-01	E.I. Dupont	03/01/1995	Inmunoensayo	0.5 PPB
Rimsulfuron	Forraje de Maíz	AMR-1241-88	Dupont	05/01/1989	HPLC/UV	0.05 PPM
Rimsulfuron	Maíz en Grano	AMR-1241-88	Dupont	05/01/1989	HPLC/UV	0.05 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Rimsulfuron	Patatas	AMR-1241-88	Dupont	05/01/1989	HPLC/UV	0.05 PPM
Rimsulfuron	Suelo	436017-01	E.I. Dupont	03/01/1995	Inmunoensayo	1 PPB
Rotenone	Sedimento	403074-07	US Fish and Wildlife	06/01/1987	HPLC/UV	0.025 PPM
Sec-butylamine	Leche	5801490	Eli Lilly & Co.	N/A	GC/	N/A
Sethoxydim and Metabolite	Suelo	421656-05		01/01/1991	GC/FPD	0.01 PPM
Siduron	Suelo	439423-01	Gowan Co.	11/22/94	HPLC/UV	0.03 PPM
Siduron	Suelo	425358-01	Dupont	10/01/1992	HPLC/UV	0.034 PPM
Siduron	Suelo	433279-03	Toxikon Environmental Science	11/22/94	HPLC/UV	0.1 PPM
Simazine Metab.	Suelo	40614414	Ciba Geigy	12/01/1987	HPLC/UV	0.05 PPM
Sodium tetrathiocarbonate	Naranjas	UTM 621-89	Unocal	01/02/1989	GC/FPD	0.15 PPB
Sodium tetrathiocarbonate	Patatas	UTM 621-89	Unocal	01/02/1989	GC/FPD	0.15 PPB
Sodium tetrathiocarbonate	Naranjas	UTM 621-85	Unocal	01/03/1985	GC/FPD	N/A
Sodium tetrathiocarbonate	Patatas	UTM 621-85	Unocal	01/03/1985	GC/FPD	N/A
Sodium tetrathiocarbonate - CS-2	Naranjas	UTM 621-85	Unocal	01/03/1985	GC/FPD	N/A
Sodium tetrathiocarbonate - CS-2	Patatas	UTM 621-85	Unocal	01/03/1985	GC/FPD	N/A
Spinosad	Hígado	GRM 95.03	Dow Elanco	7/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Spinosad	Hígado	GRM 95.03	Dow Elanco	7/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Spinosad	Leche	GRM 95.03	Dow Elanco	7/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Spinosad	Leche	GRM 95.03	Dow Elanco	7/21/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Spinosad	Semillas de Algodón	RES 94025	Dow Elanco	8/31/94	HPLC/UV	0.01 PPM
Spinosad	Hígado	RES95144	Dow Elanco	06/10/1996	Inmunoensayo	0.01 PPM
Spinosad	Leche	RES95144	Dow Elanco	06/10/1996	Inmunoensayo	0.01 PPM
Spinosad (Tracer)	Agua	440451-05/06	Dow Elanco	3/27/95	HPLC/UV	0.001 PPM
Spinosad (Tracer)	Suelo	440451-02	Dow Elanco	5/16/95	Inmunoensayo	0.05 PPM
Spinosad (Tracer)	Agua	440451-01	Dow Elanco	05/02/1995	Inmunoensayo	0.1 PPB
Spinosad (Tracer)	Suelo	440451-03/04	Dow Elanco	3/27/95	HPLC/UV	0.01 PPM
Sulfentrazone	Forraje de trigo	P-2982M	FMC	04/07/1995	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Habas de Soja	Study No. 162SOY92R1	FMC	01/06/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Trigo en Grano	P-2982M	FMC	04/07/1995	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Balas de Trigo	162MVL96R1	FMC	9/13/96	GC/XSD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Forraje de trigo	162MVL96R1	FMC	9/13/96	GC/XSD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Semillas de Soja	162MVL96R1	FMC	9/13/96	GC/XSD	0.025 PPM
Sulfentrazone	Trigo en Grano	162MVL96R1	FMC	9/13/96	GC/XSD	0.025 PPM
Sulfentrazone (M) - 3-Desmethyl Sulfentrazone	Forraje de trigo	P-2982M	FMC	04/07/1995	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone (M) - 3-Desmethyl Sulfentrazone	Trigo en Grano	P-2982M	FMC	04/07/1995	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone (M) - 3-Hydroxymethyl Sulfentrazone	Habas de Soja	Study No. 162SOY92R1	FMC	01/06/1993	GC/ECD	0.025 PPM
Sulfentrazone Technical	Agua	440549-03	FMC Corp.	06/04/1996	HPLC/UV	0.6 PPM
Sulfometuron Methyl	Agua	437648-01	E.I. Dupont De Nemours and Co.	6/19/95	HPLC/UV	0.025 PPB
Sulfometuron Methyl	Suelo	437648-01	E.I. Dupont De Nemours and Co.	6/19/95	HPLC/UV	0.2 PPB
Sulfonamides	Suelo	443093-02	Monsanto	2/14/96	HPLC/UV	
Sulfonylureas	Agua	436017-01	Dupont Ag. Products	03/09/1995	Inmunoensayo	0.5 PPB
Sulfosate	Agua		ICI Americas, Inc.	6/15/89	HPLC/FLD	0.01 PPM
Sulfosate	Suelo	401790-01	Stauffer Chemical Co	03/09/1987	GC/FPD	0.05 PPM
Sulfosate	Suelo	412359-06	Stauffer Chemical Co	05/05/1989	GC/NPD	0.05 PPM
Sulfosate	Suelo		ICI Americas, Inc.	6/15/89	HPLC/FLD	0.05 PPM
Sulfosate Acid Anion	Suelo	412359-06	Stauffer Chemical Co	05/01/1985	HPLC/FLD	0.05 PPM
Sulfosate Acid Anion and Metabolite	Suelo	40179001	Stauffer Chemical Co	05/01/1985	HPLC/FLD	0.05 PPM
Sulprotos	Suelo	437091-02	Mobay Corp	10/29/90	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole	Suelo	407009-62	Bayer Ag (Mobay Corp)	6/14/88	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole	Suelo	417174-06	Mobay	6/14/90	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole	Agua/Suelo	407009-63	Mobay Corp.	08/01/1986	GC/NPD	0.05 PPM
Tebuconazole	Cacahuètes Crudos	Study # FR111607	Miles	1/17/92	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole	Hígado	Study # FR110204	Mobay	9/27/91	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole	Leche	Study # FR110204	Mobay	9/27/91	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole (Folicur)	Suelo	422095-05	(Bayer Ag) Miles Inc.	1/15/92	GC/NPD	
Tebuconazole (M) - HWG 2061	Cacahuètes Crudos	Study # FR111607	Miles	1/17/92	GC/NPD	0.01 PPM
Tebuconazole (M) - HWG 2061	Hígado	Study # FR110204	Mobay	9/27/91	GC/NPD	0.01 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Tebuconazole (M) - HWG 2061	Leche	Study # FR110204	Mobay	9/27/91	GC/NPD	0.01 PPM
Tebufenozide	Leche	TR - 34 - 96 - 109	Rohm & Haas	08/07/1996	HPLC	0.01 PPM
Tebufenozide	Hígado	TR - 34 - 96 - 109	Rohm & Haas	08/07/1996	HPLC	0.02 PPM
Tebufenozide	Huevos	TR - 34 - 96 - 109	Rohm & Haas	08/07/1996	HPLC	0.02 PPM
Tebufenozide	Manzanas	TR 34-94-38	Rohm & Haas	3/22/94	HPLC/UV	0.1 PPB
Tebuthiuron	Agua/Suelo	90104	Dow Elanco	04/01/1980	GC/FPD	N/A
Tefluthrin	Suelo	401611-45	ICI Americas	02/06/1987	GC/ECD	0.01 PPM
Tefluthrin	Forraje de Maíz	Method No. 85/1	ICI Americas	11/28/86	GC/ECD	N/A
Tefluthrin	Maíz en Grano	85/1	ICI Americas	11/28/86	GC/ECD	N/A
Tefluthrin (M) - Cmpd Ia	Forraje de Maíz	GRAM-028	ICI Americas	08/09/1988	GC/ECD	0.02 PPM
Tefluthrin (M) - Cmpd Ia	Maíz en Grano	GRAM-028	ICI Americas	08/09/1988	GC/ECD	0.02 PPM
Tefluthrin (M) -PP890	Forraje de Maíz	GAM / RM / 003	ICI Americas	02/02/1988	GC/MS	N/A
Tefluthrin (M) -PP890	Maíz en Grano	GAM / RM / 003	ICI Americas	02/02/1988	GC/MS	N/A
Temephos	Semillas de Algodón	C-198	American Cyanamid	9/30/69	GC/	N/A
Temephos (M) -Sulfoxide	Semillas de Algodón	C-198	American Cyanamid	9/30/69	GC/	N/A
Terbacil	Suelo	435855-01	Dupont	3/14/95	GC/NPD	0.05 PPM
Terbacil	Suelo	435855-01	Dupont Ag. Products	02/07/1995	GC/ECD	0.1 PPM
Terbufos	Suelo	418831-02	American Cyanamid Co.	05/01/1986	GC/FPD	0.05 PPM
Terbufos	Maíz en Grano	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.01 PPM
Terbufos	Forraje de Maíz	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.1 PPM
Terbufos	Suelo	418831-02	American Cyanamid	4/18/91	GC/FPD	3.5 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon	Maíz en Grano	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.01 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon	Forraje de Maíz	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.1 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon Sulfone	Maíz en Grano	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.01 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon Sulfone	Forraje de Maíz	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.1 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon Sulfoxide	Maíz en Grano	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.01 PPM
Terbufos (M) - Terbufoxon Sulfoxide	Forraje de Maíz	M-1754	American Cyanamid	12/16/87	GC/FPD	0.1 PPM
Thiabendazole	Suelo	431872-01	Merck + Co	3/31/94	HPLC/FLD	0.01 PPM
Thiabendazole	Suelo	431872-02	Merck + Co	3/31/94	HPLC/FLD	0.01 PPM
Thiabendazole	Suelo	431872-03	Merck + Co	3/31/94	HPLC/FLD	0.01 PPM
Thiabendazole (M) - Benzimidazole	Balas de Trigo	Study No. 93020	ABC Labs, Inc.	7/19/94	HPLC/FLD	0.1 PPB
Thiabendazole (M) - Benzimidazole	Trigo en Grano	Study No. 93020	ABC Labs, Inc.	7/19/94	HPLC/FLD	0.1 PPB
Thiafluamide	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide	Habas de Soja	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide	Maíz en Grano	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Oxalate	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Oxalate	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Oxalate	Habas de Soja	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Oxalate	Maíz en Grano	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Sulfonic Acid	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Sulfonic Acid	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Sulfonic Acid	Habas de Soja	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Sulfonic Acid	Maíz en Grano	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Thioglycolate Sulfoxide	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Thioglycolate Sulfoxide	Forraje de Maíz	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Thioglycolate Sulfoxide	Habas de Soja	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiafluamide (M) - FOE Thioglycolate Sulfoxide	Maíz en Grano	106406	Bayer Corp.	05/11/1995	GC/MS	0.03 PPM
Thiazopyr	Agua/Suelo	444994-01	Rohm and Haas Co.	1/8/98	GC/ECD	0.1 PPB
Thiazopyr	Naranjas	34-96-03	Rohm & Haas	01/12/1996	GC/MS (NCI)	0.015 PPM
Thidiazuron	Suelo	417611-05	Schering Ag	12/03/1990	HPLC/UV	0.01 PPM
Thidiazuron	Hígado	49537/1	Schering Ag	11/20/75	GC/ECD	N/A
Thidiazuron	Huevos	49537/1	Schering Ag	11/20/75	GC/ECD	N/A
Thidiazuron	Semillas de Algodón	49537/1	Schering Ag	11/20/75	GC/ECD	N/A
Thifensulfuron - methyl	Trigo en Grano	AMR - 646 - 86	Dupont	12/18/86	HPLC/PCD	N/A
Thifensulfuron Methyl	Suelo	418217-01	E I Dupont De Nemours	11/01/1989	HPLC/PCD	100 PPT
Thifensulfuron- methyl	Balas de Trigo	ARM - 761 - 87	Dupont	01/23/86	HPLC/PCD	N/A

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Thiobencarb	Agua	434040-5	Valent Usa Corp.	4/30/90	GC/NPD	0.5 PPB
Thiobencarb And Metabolite	Suelo	434040-05	Valent Usa Corp.	08/01/1988	GC/NPD	0.01 PPM
Thiodicarb	Habas de Soja	D29	Union Carbide	01/10/1978	GC/FPD	0.1 PPM
Thiodicarb	Semillas de Algodón	D29	Union Carbide	01/10/1978	GC/FPD	0.1 PPM
Thiophanate	Suelo	419301-01	Atochem North America	10/01/1987	HPLC/UV	0.05 PPM
Thiophanate	Suelo	419301-02	Atochem North America	4/27/91	HPLC/UV	0.05 PPM
Thiophanate	Suelo	434337-01	Elf Afochem	10/07/1994	HPLC/UV	0.05 PPM
Thiophanate - methyl	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl	Leche	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.		UV SPEC	N/A
Thiophanate - methyl	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.		UV SPEC	N/A
Thiophanate - methyl	Leche	N/A	Pennwalt Corp.		UV SPEC	N/A
Thiophanate - methyl (M) - 5-OHMBC	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - 5-OHMBC	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - 5-OHMBC	Leche	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - Allophanate	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Leche	N/A	Pennwalt Corp.	01/12/1980	HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - MBC	Leche	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - OH-MBC	Hígado	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - OH-MBC	Huevos	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiophanate - methyl (M) - OH-MBC	Leche	N/A	Pennwalt Corp.		HPLC/UV	N/A
Thiram	Plantas	NO MRID	Morse Lab.	11/01/1996	GC/FPD	0.02 PPM
Thiram	Suelo	447245	Morse Lab.	06/01/1996	GC/FPD	0.02 PPM
Thiram	Suelo	447245-01	Morse Lab.	3/19/97	GC/FPD	0.02 PPM
Thiram	Agua	447245	Morse Lab.	07/01/1996	GC/FPD	3 PPB
Thiram	Agua	447245-01	Morse Lab.	3/19/97	GC/FPD	3 PPB
Thiram	Suelo	407681-01	Morse Lab.	04/01/1987	GC/FPD	N/A
Thiram	Agua	452286-02	Uniroyal Chemical Co.	3/27/00	HPLC/ELCD	
Tralkoxydim		441048-36	Zeneca Ag Products	07/04/1996	HPLC/UV	0.005 PPM
Tralkoxydim	Suelo	NO MRID	Zeneca Ag Products	11/01/1998	HPLC/UV	0.005 PPM
Tralkoxydim	Balas de Trigo	RAM 314/01	Zeneca	6/29/98	HPLC	0.02 PPM
Tralkoxydim	Balas de Trigo	TMT 323713	Zeneca	01/06/1994	HPLC/UV	0.02 PPM
Tralkoxydim	Forraje de trigo	TMT 323713	Zeneca	01/06/1994	HPLC/UV	0.02 PPM
Tralkoxydim	Heno de Trigo	TMT 323713	Zeneca	01/06/1994	HPLC/UV	0.02 PPM
Tralkoxydim	Trigo en Grano	TMT 323713	Zeneca	01/06/1994	HPLC/UV	0.02 PPM
Tralkoxydim (R 173642, R 223068)	Suelo	441048-07	Zeneca Agrochemicals	02/07/1996	LC/MS/MS	0.01 PPM
Tralomethrin	Suelo	412839-01	Hoechst-Roussel Agri	5/13/88	GC/ECD	10 PPT
Tralomethrin (Scout)	Agua	412839-01	Hoechst-Roussel Agri-Vet	2/22/89	GC/ECD	N/A
Triadimefon	Hígado	Project # 637-A	Anal. Development Corp.	05/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon	Huevos	Project # 638-A	Anal. Development Corp.	11/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon	Leche	# 69531	?	06/08/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-0519	Hígado	Project # 637-A	Anal. Development Corp.	05/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-0519	Huevos	Project # 638-A	Anal. Development Corp.	11/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-0519	Leche	# 69531	?	06/08/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1323	Hígado	Project # 637-A	Anal. Development Corp.	05/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1323	Huevos	Project # 638-A	Anal. Development Corp.	11/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1323	Leche	# 69531	?	06/08/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1342	Hígado	Project # 637-A	Anal. Development Corp.	05/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1342	Huevos	Project # 638-A	Anal. Development Corp.	11/06/1981	GC/MS	N/A
Triadimefon (M) - KWG-1342	Leche	# 69531	?	06/08/1981	GC/MS	N/A
Triadimenol	Suelo	424033-01	Mobay Corp	10/17/90	GC/NPD	0.01 PPM
Triallate	Forraje de Maíz	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Triallate	Habas de Soja	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM
Triallate	Hígado	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM
Triallate	Leche	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM
Triallate	Suelo	401179-01	Monsanto Co	2/27/87	GC/ECD	0.01 PPM
Triallate	Raíz de Remolacha	RES-099-96	Monsanto	10/10/1996	GC/ECD	0.025 PPM
Triallate	Tallos de Remolacha	RES-099-96	Monsanto	10/10/1996	GC/ECD	0.05 PPM
Triallate	Suelo	145426	Monsanto Co			
Triallate (M) - TCPSA	Hígado	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM
Triallate (M) - TCPSA	Leche	MSL-9008	Monsanto	01/05/1989	GC/ECD	0.001 PPM
Triallate (M) - TCPSA-Na	Raíz de Remolacha	RES-099-96	Monsanto	10/10/1996	GC/ECD	0.025 PPM
Triallate (M) - TCPSA-Na	Tallos de Remolacha	RES-099-96	Monsanto	10/10/1996	GC/ECD	0.2 PPM
Triallate Metabolite	Suelo	145426	Monsanto Co	05/01/1985	GC/ECD	0.02 PPM
Triasulfuron	Agua	416562-15	Ciba Geigy Corp	06/11/1990	HPLC/PCD	0.1 PPM
Triasulfuron	Suelo	404564-05	Ciba Geigy Corp	2/13/87	HPLC/UV	1.0 PPB
Triasulfuron (Amber)	Agua	432443-03	Ciba-Geigy Corp.	7/13/93	Inmunoensayo	0.03 PPB
Triasulfuron (Amber)	Suelo	432443-03	Ciba-Geigy Corp.	7/13/93	Inmunoensayo	0.1 PPB
Triasulfuron (Amber)	Suelo	432443-02	Ciba-Geigy Corp.			
Tribenuron-methyl	Trigo en Grano	AMR - 337 - 85	Dupont	1/30/86	HPLC/PCD	0.05 PPM
Tribenuron-methyl	Balas de Trigo	AMR - 337 - 85	Dupont	1/30/86	HPLC/PCD	0.1 PPM
Tribufos (DEF)	Suelo	423500-05	Mobay Corp	10/18/90	GC/FPD	0.01 PPM
Tribufos (DEF)	Suelo	423500-06	Mobay Corp	6/14/89	GC/FPD	0.01 PPM
Tribufos (DEF)	Suelo	423500-08	Mobay Corp	10/01/1990	GC/FPD	0.01 PPM
Tribufos (DEF)	Suelo	433255-01	Miles Inc	06/09/1993	GC/FPD	0.01 PPM
Tribufos (DEF, Merphos, Butifos)	Suelo	433255-02	Miles Inc.	06/07/1993	GC/FPD	0.005 PPM
Trichlorfon	Suelo	423225-01	Mobay Corp	11/20/90	GC/NPD	0.01 PPM
Trichloroacetic Acid	Suelo	41736829	E.I. Dupont De Nemours	08/04/1989	GC/ECD	0.01 PPM
Triclopyr	Agua	417143-08	Dowelanco-North American	02/10/1984	GC/ECD	0.05 PPM
Triclopyr	Suelo	430334-01	Dow Elanco	11/30/93	GC/ECD	0.08 PPM
Triclopyr	Pescado	444561-08	Dow Elanco	11/24/97	GC/MS	0.01 PPM
Triclopyr	Pescado	444561-12	Dow Elanco	11/06/1997	GC/MS	0.01 PPM
Triclopyr	Sedimento	444561-07	Dow Elanco	9/30/97	GC/MS	0.01 PPM
Triclopyr	Sedimento	444561-11	Dow Elanco	11/20/97	GC/MS	0.01 PPM
Triclopyr	Agua	444561-05	Dowelanco	9/30/97	GC/MS	0.1 PPB
Triclopyr	Agua	444561-09	Dow Elanco	10/28/97	GC/MS	0.1 PPB
Triclopyr	Agua	444561-10	Dow Elanco	11/04/1997	Inmunoensayo	0.1 PPB
Triclopyr	Agua	444561-06	Dow Elanco	09/08/1997	Inmunoensayo	0.19 PPB
Tridiphane	Forraje de Maíz	ACR 82.3	Dow Chemical	4/14/82	GC/ECD	N/A
Tridiphane	Maíz en Grano	ACR 82.3	Dow Chemical	4/14/82	GC/ECD	N/A
Tridiphane (M) -3,5-dichlorobenzoic acid	Forraje de Maíz	ACR 82.4	Dow Chemical	5/21/82	GC/ECD	N/A
Tridiphane (M) -3,5-dichlorobenzoic acid	Maíz en Grano	ACR 82.4	Dow Chemical	5/21/82	GC/ECD	N/A
Trifloxystrobin	Leche de Vaca	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.01 PPM
Trifloxystrobin	Cacahuetes	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Calabazas de Verano	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Hígado de Vaca	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Manzanas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Pulpa de manzana	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Uvas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Uvas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin	Heno de Cacahuete	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.2 PPM
Trifloxystrobin (CGA-279202)	Suelo	444968-10	Novartis Crop Protection Inc	10/28/96	HPLC/UV	10 PPB
Trifloxystrobin (CGA-279202)	Suelo	NO MRID	Novartis Crop Protection Inc	12/11/1997	HPLC/UV	10 PPB
Trifloxystrobin (Cga279202 + 5 Metabolites)	Suelo	444968-11	Novartis Crop Protection, Inc.	06/05/1997	HPLC/UV	10 PPB
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Leche de Vaca	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.01 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Cacahuetes	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Calabazas de Verano	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Hígado de Vaca	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Manzanas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM

Pesticida o Metabolito (M) Nombre Común	Matriz	ID Método	Origen Método	Fecha Método	Análisis	Límite Detección (LOQ)
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Pulpa de manzana	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Uvas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Uvas	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.02 PPM
Trifloxystrobin (M) - CGA-321113	Heno de Cacahuete	AG-659A	Novartis Crop Protection	1/14/98	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole	Suelo	452720-01	Uniroyal Chemical Co.	1/14/00	GC/ECD	0.003 PPM
Triflumizole	Hígado	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole	Huevos	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole	Leche	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole (M) - FA 1-1	Hígado	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole (M) - FA 1-1	Huevos	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole (M) - FA 1-1	Leche	Vol. 7, Procure 50W	Uniroyal	01/06/1990	GC/NPD	0.05 PPM
Triflumizole (M) - FA-1-5S	Hígado	9308	Uniroyal Chemical	10/14/93	HPLC/ELCD	N/A
Triflumizole (M) - FA-1-5S	Leche	9308	Uniroyal Chemical	10/14/93	HPLC/ELCD	N/A
Trifluralin	Suelo	155978		12/01/1983	GC/ECD	0.0001 PPM
Trifluralin	Agua/Suelo	155978	Dow Elanco	12/01/1983	GC/ECD	0.0003 PPM
Trifluralin	Brassica Veg.	N/A	PAM II Sec 180207	03/12/1965	GC/ECD	N/A
Trifluralin	Judías Verdes	N/A	PAM II Sec 180207	03/12/1965	GC/ECD	N/A
Trifluralin	Zanahoria	N/A	PAM II Sec 180207	03/12/1965	GC/ECD	N/A
Triflusalufuron Methyl	Suelo	427495-01	E.I. Dupont De Nemours & Co.	12/05/1991	HPLC/UV	0.005 PPM
Triflusalufuron-methyl	Hojas de Remolacha	AMR 2194-91	Dupont	10/11/1991	HPLC/UV	0.05 PPM
Triflusalufuron-methyl	Remolacha	AMR 2194-91	Dupont	10/11/1991	HPLC/UV	0.05 PPM
Triforine (AC902194)	Agua	443883-03	American Cyanamid Co	9/16/97	HPLC/UV	0.25 PPM
Trimethacarb	Suelo	411241-01	Rhone-Poulenc	04/04/1989	GC/NPD	0.015 PPM
Trimethacarb	Suelo	403469-03	Rhone Poulenc Ag	7/31/87	GC/NPD	10 PPB
Trinexpac	Suelo	418695-39	Ciba Geigy	04/10/1991	HPLC/UV	0.01 PPM
Vernolate	Suelo	415548-01	Zeneca Ag. Products	11/01/1988	GC/NPD	0.01 PPM
Vernolate (R-25788)	Suelo	415548-02		12/01/1985	GC/NPD	0.01 PPM
Vinclozolin	Grasa de Pollo	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.003 PPM
Vinclozolin	Huevos	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.003 PPM
Vinclozolin	Higado de Pollo	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.006 PPM
Vinclozolin	Suelo	435059-07	BASF Canada	1/15/93	GC/NPD	0.01 PPM
Vinclozolin	Grasa de Ganado	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.01 PPM
Vinclozolin	Leche	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.01 PPM
Vinclozolin	Hígado de Ganado	A9004	BASF	12/21/90	GC/ECD	0.04 PPM
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Grasa de Buey	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Grasa de Pollo	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Hígado de Buey	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Higado de Pollo	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Huevos	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A
Vinclozolin (M) - BF 352-25	Leche	A9207	BASF	12/18/92	HPLC/UV	N/A

AA	Atomic Absortion
ECD	Electron Capture Detector
ELCD	Electrochemical Liquid Chromatography Detector
FID	Flame Ionization Detector
FLD	Fluorescence Detector
FPD	Flame Photometric Detector
GC	Gas Chromatography
HALL	Hall Detector (Electrochemical Detector GC)
HPLC	High Performance Liquid Chromatography
IC	Ionic Chromatography
LC	Liquid Chromatography
NPD	Nitrogen Phosphor Detector
TLC	Thin Layer Chromatography
UV	Ultra Violet